

2024 IVD试剂核心原料 产品手册





23

年行业积累

菲鹏生物股份有限公司是行业领先的体外诊断平台型企业，着眼于人们对健康管理的未来需求和生物技术发展的趋势，为全球体外诊断企业提供具备出色性能表现的IVD试剂核心原料、试剂解决方案和开放式仪器平台。

1000⁺

专利申请

菲鹏生物期望通过持续创新的产品与服务，促进行业内的资源协同，价值共享，以诊断平台生态的形式与合作伙伴共同推进诊断产业的发展，实现“让诊断更早、更准、更便捷、更便宜”的使命，以期让诊断技术的发展惠及更多人，造福人类健康事业。

了解更多信息，详情请登录 www.faponbiotech.com

1400⁺

产品数量

使命

让诊断更早、更准、更便捷、更普惠

2500⁺

全球客户伙伴

公司历程



菲鹏生物于 2001 年成立, 历经二十余载创新发展, 已成长为行业领先的体外诊断整体解决方案供应商。自成立以来, 公司经历了四个重要发展阶段。



让诊断更早、更准、
更便捷、更普惠

深耕原料核心技术

2001-2008



抗体



抗原



诊断酶

奠定国内传染病诊断
试剂核心原料领域领先地位

拓展诊断应用

2009-2016



试剂核心原料



试剂解决方案

成为全球新兴市场区域
的主流原料供应商之一

第一阶段 2001-2008年

构建体外诊断原料核心技术平台，开始进军海外市场。HIV、HCV、TP 等为代表的重大传染病诊断试剂原料上市，奠定了菲鹏生物在国内传染病诊断试剂核心原料领域的领先地位，并于 2007 年正式进军国际市场。

第二阶段 2009-2016年

应用平台拓展和底层平台搭建期，为客户提供原料到解决方案的产品与服务。菲鹏生物逐步形成了酶联免疫、化学发光、荧光层析、分子诊断、免疫比浊等系列化的产品线，涵盖主流的疾病检测原料。此阶段末期，菲鹏生物已发展成为新兴市场的主流原料供应商之一，产品也进入欧美等发达国家市场。菲鹏生物成为行业内公认的中国体外诊断原料出口全球市场的代表品牌之一。

第三阶段 2017-2020年

着力仪器平台和试剂平台开发，逐步形成全方位整体解决方案，积极推动诊断平台建设全自动化学发光免疫分析仪已与多家国内知名企业达成战略合作，仪器平台建设初见成效。与此同时，菲鹏生物重点打造的试剂解决方案能力和成果在 2020 年的新冠抗疫中得到了充分体现，菲鹏生物开发的新冠核酸检测用和新冠抗原免疫检测用的原料和半成品作为行业的主流供应，极大地支持了诊断厂商保质保量地供应抗疫所需的诊断试剂。

第四阶段 2021-至今

率先构建诊断生态平台，以不直接涉及终端诊断市场为原则，整合海内外政府、海关、高校、医疗机构、科研院所等强大的平台资源，全力为全球IVD生态伙伴铺设开放式仪器平台，发挥以核心原料、试剂解决方案、开放仪器平台为核心的技术能力，结合完善的生态服务与孵化基金，助力客户高效经济地完成产品开发与市场供应，促进全行业的降本增效，为生态模式内的企业提供肥沃的生长土壤，共同营造资源共享、开放包容的行业环境。

未来，菲鹏生物将持续创新与探索，通过自主开发、合作开发、投资并购等形式进一步加强技术平台建设，以技术与产品赋能全球合作伙伴，与之共建开放诊断生态系统。





值得信赖的合作伙伴



精准的原料筛选检测平台

- ◎ 根据不同原料特性，匹配优异、独特且稳定的表达系统
- ◎ 引入高精尖理化检测方式，优化筛选纯化工艺，提高原料纯度
- ◎ 建有主流多种IVD检测平台，精准筛选高特异性、高灵敏度的原料



先进的生产设施

- ◎ 工业级的AKTA纯化与理化分析设备
- ◎ 百升级高密度发酵机组
- ◎ 万级标准洁净车间



高效的产品交付

- ◎ 研发资历深厚，产品开发周期短，结果可靠有保证
- ◎ 原料的工业化生产，效期与安全库存协同管理，供货及时、稳定
- ◎ 在不同季节和地区进行严苛的温控实验，确保产品运输全过程处于低温环境



准、稳、全的丰富产品清单

- ◎ 提供抗原、抗体及诊断酶等完善的诊断试剂原料系列产品
- ◎ 多种基因工程、细胞工程等构建体系，产品稳定表达
- ◎ 检测平台齐全，产品精准匹配客户多样化应用场景需求



严格的质量控制

- ◎ 严格遵循ISO 9001与ISO 13485的质量管理要求进行研发、生产、质控
- ◎ 全面的质量管理培训，持续强化相关人员的质量意识
- ◎ 定期进行设备维护校准，实验区域实行全面的5S环境管理
- ◎ 通过跟进客户的产品反馈，进行反馈中的问题原因分析，采取相应的纠正/预防措施，持续改进



完善的服务

- ◎ 项目制管理与服务，实现内部有效联动及面向客户的快速响应
- ◎ 拥有专职服务团队，提升运作效率
- ◎ 专业的技术支持团队，为客户提供高效的产品服务与支持

抗原、抗体、诊断酶等是体外诊断试剂产业上游的关键原料类别，其质量是决定体外诊断试剂质量的最重要因素。¹ 菲鹏生物的体外诊断试剂原料按照产品性质的不同，可分为核心反应体系原料，如抗原、抗体、诊断酶等，以及非核心反应体系原料，如底物、质控品、校准品等。（1《中国体外诊断产业发展蓝皮书 2016 年（第二卷）》，上海科学技术出版社。）

抗原类原料

菲鹏生物依托自主研发的抗原技术平台，采用基因工程重组技术、蛋白表达及纯化技术等先进技术为客户提供纯度高、灵敏性高、批间差小的抗原类体外诊断试剂原料，包括原核、真核重组抗原和天然抗原等。抗原类产品线作为菲鹏生物最早建立的产品线，产品广泛运用于传染病诊断、优生优育诊断、消化道疾病诊断及免疫系统疾病诊断等众多领域。

抗体类原料

菲鹏生物依托自主研发的抗体技术平台，采用免疫技术、杂交瘤技术、人源化抗体和细胞发酵等先进技术，为客户提供优质的抗体类体外诊断试剂原料，包括单抗、多抗。抗体类产品线作为菲鹏生物重点突破且应用领域最广泛的产品线，产品主要应用于传染病诊断、肿瘤诊断、心血管疾病诊断、优生优育诊断、食品安全诊断、炎症监测和血脂检测等多个领域。


诊断酶类原料

菲鹏生物诊断酶类作为聚合酶链式反应 (PCR)、核酸分子杂交技术和生物芯片技术等分子诊断技术不可或缺的原材料产品。产品主要包括各种热启动聚合酶、常规聚合酶、逆转录酶、一步法试剂以及测序建库用的整套酶等，主要应用于荧光定量PCR和基因测序试剂的生产。


此外，菲鹏生物还提供如底物、质控品、校准品等非核心原料。

原料检测平台


发光/酶免



- ▲ 酶联免疫
- ▲ 板式化学发光
- ▲ 管式磁微粒



荧光层析



- ▲ 荧光定量层析
- ▲ 胶体金定性层析


- ▲ 荧光定量PCR
- ▲ 高通量测序
- ▲ 恒温扩增



分子诊断



- ▲ 免疫比浊
- ▲ 乳胶增强免疫比浊



免疫比浊



目录

发光/酶免 01

1、艾滋病 (HIV)	02
1.1 HIV-I/II-ELISA	02
NEW 1.2 HIV-I/II-CLIA	02
1.3 HIV-P24-ELISA	03
NEW 1.4 HIV-P24-CLIA	03
1.5 HIV-O型抗原	03
1.6 HIV 质控品	03
2、丙型肝炎 (HCV)	04
2.1 HCV-ELISA	04
2.2 HCV-CLIA	04
2.3 HCV质控品	04
3、梅毒螺旋体 (TP)	05
3.1 TP-ELISA	05
3.2 TP-CLIA	05
3.3 TP 质控品	06
4、乙型肝炎 (HBV)	06
4.1 HBsAg	06
4.2 HBsAb	06
4.3 HBe-Ag	07
4.4 HBV-Pres1/2	07
5、优生优育 (TORCH)	07
5.1 TORCH五项	07
5.2 TORCH质控品	08
6、甲型肝炎 (HAV)	09
7、戊型肝炎 (HEV)	09
NEW 8、人淋巴T细胞白血病 (HTLV)	09
9、肿瘤	10
9.1 糖类抗原153 (CA153)	10
9.2 胃泌素释放肽前体 (Pro-GRP)	11
9.3 细胞角质蛋白19Cyfra 211 (CY211)	11
9.4 糖类抗原242 (CA242)	11
9.5 糖类抗原724 (CA724)	12
9.6 鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)	12
9.7 胃蛋白酶原I/II (PGI/II)	12
9.8 糖类抗原125 (CA125)	12
9.9 糖类抗原199 (CA199)	13
9.10 附睾蛋白4 (HE4)	13
9.11 糖类抗原50 (CA50)	13
9.12 甲胎蛋白 (AFP)	13
9.13 癌胚抗原 (CEA)	14
9.14 前列腺特异性抗原 (PSA)	14
NEW 9.15 人异常凝血酶原 (PIVKA II)	14
NEW 9.16 中枢神经特异蛋白 (S100)	14
10、心肌	14
NEW 10.1 N末端脑钠肽前体 (NT-proBNP)	15
NEW 10.2 心肌钙蛋白I (cTnI)	15
10.3 肌酸激酶同工酶 (CK-MB)	16

10.4 肌红蛋白 (MYO)	16
10.5 心肌钙蛋白T (cTnT)	16
NEW 10.6 D二聚体 (D-Dimer)	16
10.7 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 (sST2)	16
NEW 10.8 脑钠肽 (BNP)	17
11、呼吸道	17
11.1 肺炎 (MP)	17
12、炎症	17
12.1 C反应蛋白 (CRP)	17
12.2 降钙素原 (PCT)	18
NEW 12.3 白介素-6 (IL-6)	18
13、EB病毒 (EBV)	18
14、激素	19
14.1 抗缪勒氏管激素 (AMH)	19
14.2 抑制素B (INH-B)	19
NEW 14.3 雌二醇 (E2)	19
NEW 14.4 孕酮 (PROG)	19
NEW 14.5 睾酮 (TESTO)	20
NEW 14.6 促卵泡激素 (FSH)	20
NEW 14.7 泌乳素 (PRL)	20
NEW 14.8 促黄体激素 (LH)	20
15、甲功	20
NEW 15.1 三碘甲状腺原氨酸 (T3)	20
NEW 15.2 甲状腺激素 (T4)	21
15.3 促甲状腺激素 (TSH)	21
16、骨代谢	21
16.1 维生素D (VD)	21
NEW 16.2 甲状旁腺素 (PTH)	21
17、消化道	22
17.1 幽门螺旋杆菌 (HP)	22
18、高血压	22
18.1 醛固酮 (ALD)	22
NEW 18.2 皮质醇 (Cor)	22
NEW 18.3 肾素 (Renin)	22
19、糖尿病	23
19.1 谷氨酸脱羧酶 (GAD65)	23
19.2 络氨酸磷酸酶蛋白 (IA2)	23
20、贫血	23
NEW 20.1 铁蛋白 (Fer)	23
21、结核杆菌 (TB)	24
22、通用产品	24
NEW 22.1 阻断剂	24
22.2 链霉亲和素	25
22.3 通用二抗	25

1、艾滋病 (HIV) 27

1.1 HIV-I/II 27

1.2 HIV-P24 27

2、丙型肝炎 (HCV) 28

3、梅毒螺旋体 (TP) 28

4、乙型肝炎 (HBV) 29

4.1 HBSAg 29

4.2 HBSAb 29

4.3 HBe-Ag 29

5、优生优育 (TORCH) 29

6、甲型肝炎 (HAV) 30

7、戊型肝炎 (HEV) 30

8、肿瘤 31

8.1 胃蛋白酶原I/II (PGI/II) 31

9、心肌 31

9.1 N末端脑钠肽前体 (NT-proBNP) 32

9.2 心肌钙蛋白I (cTnI) 32

9.3 肌酸激酶同工酶 (CK-MB) 33

9.4 肌红蛋白 (MYO) 33

9.5 心肌钙蛋白I (cTnT) 33

9.6 D二聚体 (D-Dimer) 34

9.7 心型脂肪酸结合蛋白 (H-FABP) 34

9.8 脂蛋白相关磷脂酶A2 (Lp-PLA2) 34

9.9 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 (sST2) 34

NEW 9.10 脑钠肽 (BNP) 35

NEW 9.11 心梗三联检 (TNI\CKMB\MYO) 35

10、热带传染病 36

10.1 疟疾 36

10.2 登革热 37

10.3 伤寒 38

11、呼吸道 38

11.1 流感A 39

11.2 流感B 39

11.3 合胞病毒 40

11.4 腺病毒 40

11.5 肺炎支原体 (MP) 40

11.6 沙眼衣原体 (CT) 40

12、炎症 41

12.1 C反应蛋白 (CRP) 41

12.2 降钙素原 (PCT) 41

12.3 白介素6 (IL-6) 42

12.4 人血清淀粉样蛋白A (SAA) 42

13、毒品检测 42

13.1 二甲二氧基苯丙胺 (MDMA) 42

13.2 苯环己哌啶 (PCP) 42

13.3 巴比妥 (BAR) 43

NEW 13.4 酒精代谢 (ETG) 43

NEW 13.5 安非他明 (AMP) 43

NEW 13.6 可卡因 (COC) 43

NEW 13.7 美沙酮 (MTD) 43

NEW 13.8 甲基苯丙胺 (MET) 43

NEW 13.9 苯二氮卓 (BZO) 44

NEW 13.10 丁丙诺啡 (BUP) 44

14、消化道 44

14.1 幽门螺杆菌抗体检测 44

14.2 幽门螺杆菌抗原检测 (HP) 44

14.3 便隐血 (FOB) 45

15、激素 45

15.1 抗缪勒氏管激素 (AMH) 45

15.2 抑制素B (INH-B) 46

16、食品安全 46

16.1 盐酸克伦特罗 (CBL) 46

17、糖尿病 46

17.1 糖化血红蛋白 (HbA1c) 47

18、通用产品 47

18.1 阻断剂 47

18.2 二抗 48

18.3 独立C线 48

分子诊断

49


1. qPCR平台	50
1.1 DNA聚合酶	50
1.2 PCR mix	51
1.3 逆转录酶	51
1.4 逆转录PCR Mix	51
1.5 PCR辅料	52
2. 恒温扩增	52
3. 高通量测序	53
3.1 DNA建库试剂盒	53
3.2 RNA建库试剂盒	53
3.3 建库模块	54
3.4 DNA建库原料	54
4. 冻干系列	55
4.1 可冻干产品	55
4.2 DNA 可冻干预混液/冻干成品	56
4.3 RNA 可冻干预混液/冻干成品	56

免疫比浊

57

1. 风湿	58
1.1 ASO	58
1.2 RF	58
1.3 CCP	58
1.4 CRP	58
2. 肾功能	59
2.1 CysC	59
2.2 β 2M	59
2.3 RBP	59
2.4 mALB	59
2.5 A1M	60
2.6 NGAL	60
3. 免疫球蛋白及补体抗体	60
3.1 IgA	60
3.2 IgM	61
3.3 IgG	61
3.4 补体C3/C4	61
3.5 复合校准质控原料	61
3.6 IgE	61
3.7 轻链Kappa/Lambda	61

4. 载脂蛋白	62
4.1 ApoA1	62
4.2 ApoB	62
4.3 Lp(a)	62
4.4 ApoE	62
5. 炎症	63
5.1 CRP	63
5.2 SAA	63
5.3 PCT	63
5.4 AAT/HPT	63
6. 营养	64
7. 糖尿病	64
7.1 HbA1c	64
7.2 ADPN (脂联素)	64
8. 心肌	65
8.1 CK-MB	65
8.2 cTnI	65
8.3 MYO	65
8.4 HFABP	65
8.5 LP-PLA2	66
8.6 NT-proBNP	66
8.7 ST2	66
9. 肿瘤标志物	66
9.1 AFP	67
9.2 CEA	67
9.3 PGI	67
9.4 PGII	67
9.5 FER	67
9.6 FIT	67
10. 贫血	68
10.1 FER	68
10.2 TRF	68
11. 凝血	68
11.1 DD	68
11.2 FDP	69
11.3 ATIII	69
12. 阻断剂	69




发光/酶免

酶联免疫

板式化学发光

管式磁微粒

该平台以免疫学为基础,利用抗原与抗体互相结合的特异性反应来进行定性或定量诊断,建有普通酶联免疫、板式化学发光、管式磁微粒化学发光检测平台,产品包括抗原、抗体、二抗、质控品等,在灵敏度、特异性、批间差等产品性能表现卓越,覆盖重大传染病、呼吸道、肿瘤、肝炎、优生优育、心血管及心肌标志物、感染类、激素类等疾病检测领域。



发光/酶免

1.艾滋病(HIV)

1.1 HIV-I/II-ELISA

推荐配对	货号	来源	表位	推荐用途	适用平台 ELISA
配对1	H122	<i>E.coli</i>	HIV I+II型	包被	√
	H102	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	H113-HRP	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	H103-HRP	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√
配对2	H118	<i>E.coli</i>	HIV I+II型	包被	√
	H102	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	H113-HRP	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	H103-HRP	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√

*HIV系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

1.2 HIV-I/II-CLIA

推荐配对	货号	来源	表位	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1 (直包直标)	CMIA-HIV-Ag1	<i>E.coli</i>	HIV I+II型	包被	√
	CMIA-HIV-Ag14	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	CMIA-HIV-Ag4	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	CMIA-HIV-Ag3	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√
NEW 配对2 (直包直标)	HIV-AG-C5-025	<i>E.coli</i>	HIV I型	包被	√
	CMIA-HIV-Ag14	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	HIV-AG-C1-029	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	HIV-AG-C2-034	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√
配对3 (间包直标)	CMIA-HIV-Ag7	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记生物素	√
	CMIA-HIV-Ag9	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记生物素	√
	CMIA-HIV-Ag4	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	CMIA-HIV-Ag3	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√
其他标记物	CMIA-HIV-Bio1	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	CMIA-HIV-Bio3	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√
	CMIA-HIV-HRP1	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	CMIA-HIV-HRP2	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√
	CMIA-HIV-Ag4-AE	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	CMIA-HIV-Ag3-AE	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√
	CMIA-HIV-Ag2	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	H103	<i>E.coli</i>	HIV II型	标记	√

*HIV系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

1.3 HIV-P24-ELISA

推荐配对	货号	来源	亚型	推荐用途	适用平台
					ELISA
配对1	P24-Ab3#	Mouse	IgG1	包被	√
	P24-Ab2#	Mouse	IgG1	标记生物素	√
配对2	HIV-REAB-C4-015	CHO	IgG	包被	√
	HIV-REAB-C4-014-BIO	CHO	IgG1	标记	√
质控品	P24-Ag	<i>E.coli</i>	--	质控品	√

*HIV系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

1.4 HIV-P24-CLIA

推荐配对	货号	来源	亚型	推荐用途	适用平台
					CLIA
NEW 配对1	HIV-REAB-C4-022	CHO	IgM	包被	√
	HIV-REAB-C4-014	CHO	IgG1	标记生物素	√
配对2	HIV-REAB-C4-015	CHO	IgG	包被	√
	HIV-REAB-C4-014	CHO	IgG1	标记生物素	√
配对3	HIV-REAB-C4-018	CHO	IgG1	包被	√
	HIV-REAB-C4-017	CHO	IgG1	标记生物素	√
配对4	P24-Ab3#	Mouse	IgG1	包被	√
	P24-Ab2#	Mouse	IgG1	标记生物素	√
配对5	HIV-REAB-C4-015	Mouse	IgG1	标记AE/AP/HRP	√
	P24-Ab55#	Mouse	IgG1	包被	√
其他标记物	P24-Ab3-Bio	Mouse	IgG1	标记	√
	P24-Ab2-Bio1	Mouse	IgG1	标记	√
	P24-McAb-Bio2#	Mouse	IgG1	标记	√
	P24-PCAb-BIO	Rabbit	--	标记	√

*HIV系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利


1.5 HIV-O型抗原

货号	来源	推荐用途	适用平台	
			ELISA	CLIA
HIV-O-Ag1	<i>E.coli</i>	包被	√	√
HIV-O-Ag2	<i>E.coli</i>	标记	√	√
HIV-O-Ag3	<i>E.coli</i>	标记	√	√
HIV-O-HRP1	<i>E.coli</i>	标记	√	√

*HIV系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

1.6 HIV 质控品

货号	表位	来源	推荐用途
HIV-SC-C1-003	HIV I型	Rabbit	质控品
HIV-SC-C1-002	HIV I型	Rabbit	质控品
HIV-SC-C1-004	HIV I型	Goat	质控品
HIV-SC-C1-001	HIV I型	Goat	质控品
HIV-SC-C2-002	HIV II型	Goat	质控品
HIV-SC-C3-001	HIV O型	Rabbit	质控品
HIV-SC-C5-001	HIV I+II型	Goat	质控品
HIV-SC-C5-002	HIV I+II型	Rabbit	质控品
HIV-SC-C5-003	HIV I+II型	Rabbit	质控品
HIV-SC-C5-006	HIV I+II型	Goat	质控品



发光/酶免

2.丙型肝炎 (HCV)

2.1 HCV-ELISA

推荐配对	货号	来源	推荐用途	适用平台
				ELISA
间接法配对1	C122	<i>E.coli</i>	包被	√
	抗人IgG-6#-HRP	Mouse	标记	√
间接法配对2	HCV-AG-E3-029	<i>E.coli</i>	包被	√
	抗人IgG-6#-HRP	Mouse	标记	√
双抗原夹心法配对1	C72	<i>E.coli</i>	包被	√
	HCV-NS-Bio-Ag4	<i>E.coli</i>	生物素抗原	√
	HCV-Core-Bio-Ag4	<i>E.coli</i>	生物素抗原	√
	HCV-SA-HRP1	<i>E.coli</i>	标记	√
双抗原夹心法配对2	C72	<i>E.coli</i>	包被	√
	HCV-NS3-Bio-Ag3	<i>E.coli</i>	生物素抗原	√
	HCV-Core-Bio-Ag3	<i>E.coli</i>	生物素抗原	√
	HCV-SA-HRP	<i>E.coli</i>	标记	√
双抗体夹心法配对1	HCV-Core-McAb22	Mouse	包被	√
	HCV-Core-McAb23	Mouse	包被	√
	HCV-Core-McAb19-HRP	Mouse	标记	√
	HCV-Core-McAb21-HRP	Mouse	标记	√

*HCV系列原料、检测方法、配套试剂、配套工艺已申请专利

2.2 HCV-CLIA

推荐配对	货号	来源	推荐用途	适用平台
				CLIA
间接法配对1	CMIA-HCV-Ag27	<i>E.coli</i>	包被	√
	抗人IgG-6#	Mouse	标记	√
间接法配对2	CMIA-HCV-Ag29	<i>E.coli</i>	包被	√
	抗人IgG-6#	Mouse	标记	√
双抗原夹心法配对1 (直包间标)	CMIA-HCV-Ag25	<i>E.coli</i>	包被	√
	CMIA-HCV-Ag28	<i>E.coli</i>	包被	√
	CMIA-HCV-Ag26	<i>E.coli</i>	生物素抗原	√
	SA4/SA8	<i>E.coli</i>	标记	√
双抗原夹心法配对2 (直包间标)	CMIA-HCV-Ag29	<i>E.coli</i>	包被	√
	CMIA-HCV-Ag28	<i>E.coli</i>	包被	√
	CMIA-HCV-Ag26	<i>E.coli</i>	生物素抗原	√
	SA4/SA8	<i>E.coli</i>	标记	√
双抗原夹心法配对3 (间包间标)	CMIA-HCV-Ag19	<i>E.coli</i>	生物素抗原	√
	CMIA-HCV-Ag16	<i>E.coli</i>	标签抗原	√
	T9-38	Mouse	标签抗体	√

*HCV系列原料、检测方法、配套试剂、配套工艺已申请专利

2.3 HCV质控品

货号	表位	来源	推荐用途
PABR-HCV-Core-SER	Core	Rabbit	质控品
HCV-SC-C1-001	NS3	Goat	质控品

发光/酶免

3.梅毒螺旋体 (TP)

3.1 TP-ELISA

推荐配对	货号	来源	表位	推荐用途	适用平台 ELISA
配对1	TP99	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	包被	√
	TP91-HRP	<i>E.coli</i>	TP15	标记	√
	TP100-HRP	<i>E.coli</i>	TP17	标记	√
	TP95-HRP	<i>E.coli</i>	TP47	标记	√
配对2	TP76	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	包被	√
	TP75	<i>E.coli</i>	TP15	包被	√
	TP77-HRP	<i>E.coli</i>	TP15	标记	√
	TP78-HRP	<i>E.coli</i>	TP17	标记	√
	TP79-HRP	<i>E.coli</i>	TP47	标记	√

*TP系列原料、配套工艺已申请专利


3.2 TP-CLIA

推荐配对	货号	来源	表位	推荐用途	适用平台 CMIA
配对1 (直包直标)	TP-AG-C4-012	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	包被	√
	CMIA-TP-Ag17	<i>E.coli</i>	TP15	标记	√
	CMIA-TP-Ag19	<i>E.coli</i>	TP17	标记	√
	TP-AG-C3-009	<i>E.coli</i>	TP47	标记	√
配对2 (直包直标)	CMIA-TP-Ag20	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	包被	√
	CMIA-TP-Ag17	<i>E.coli</i>	TP15	标记	√
	CMIA-TP-Ag19	<i>E.coli</i>	TP17	标记	√
	TP-AG-C3-009	<i>E.coli</i>	TP47	标记	√
配对3 (间包直标)	CMIA-TP-Ag1	<i>E.coli</i>	TP15	标记生物素	√
	CMIA-TP-Ag2	<i>E.coli</i>	TP17	标记生物素	√
	CMIA-TP-Ag15	<i>E.coli</i>	TP47	标记生物素	√
	CMIA-TP-Ag5	<i>E.coli</i>	TP15	标记	√
	CMIA-TP-Ag6	<i>E.coli</i>	TP17	标记	√
	TP-AG-C3-009	<i>E.coli</i>	TP47	标记	√
配对4 (直包间标)	CMIA-TP-Ag13	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	包被	√
	CMIA-TP-Ag1	<i>E.coli</i>	TP15	标记生物素	√
	CMIA-TP-Ag2	<i>E.coli</i>	TP17	标记生物素	√
	CMIA-TP-Ag15	<i>E.coli</i>	TP47	标记生物素	√
其他标记物	TP-Ag1-Bio1	<i>E.coli</i>	TP15	标记	√
	TP-Ag2-Bio2	<i>E.coli</i>	TP17	标记	√
	TP-Ag8-Bio4	<i>E.coli</i>	TP47	标记	√
	TP-AG-C3-009-AE	<i>E.coli</i>	TP47	标记	√
	CMIA-TP-Ag5-AE	<i>E.coli</i>	TP15	标记	√
	TP-AG-C2-002-AE	<i>E.coli</i>	TP17	标记	√

*TP系列原料、配套工艺已申请专利

3.3 TP 质控品

货号	表位	来源	推荐用途
TP-SC-C1-001	TP-15	Rabbit	质控品
TP-SC-C2-001	TP-17	Goat	质控品
TP-SC-C3-001	TP-47	Goat	质控品
TP-SC-C4-001	TP-15+17+47	Goat	质控品
PABR-TP47-SER	TP-47	Rabbit	质控品
PABR-TP-SER	TP-15+17+47	Rabbit	质控品
PABG-TP47-SER	TP-47	Goat	质控品



发光/酶免

4.乙型肝炎 (HBV)

4.1 HBSAg

货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台
					ELISA
Sab-31#	Mouse	3H6	IgG1	包被	√
Sab-3#	Mouse	1A3	IgM	包被	√
Sab-43#	Mouse	8H7	IgG1	包被	√
Sab-47#	Mouse	16H4	IgG1	包被	√
sab-24#	Mouse	1B6	IgG1	包被	√

*HBV系列原料已申请专利

4.2 HBSAb

货号	来源	克隆号	适用平台	
			ELISA	CLIA
HBsAg-11#	CHO	包被/标记	√	√
HBV-AG-E1-005	CHO	包被/标记	√	√
HBsAg-11#-HRP	CHO	标记	√	--
HBV-AG-E1-005-HRP	CHO	标记	√	--

*HBV系列原料已申请专利

4.3 HBe-Ag/Ag


货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
					ELISA	CLIA
MCeAb-9#	Mouse	--	IgG1	包被	√	√
MCeAb-1#	Mouse	2E10	IgG1	包被	√	√
MCeAb-2#	Mouse	2B4	IgG1	标记	√	√
MCeAb-HRP1#	Mouse	2B4	IgG1	标记	√	--
HBV-REAB-E2-011	CHO	28A5	IgG1	包被/标记	√	--
HBV-REAB-E2-012	CHO	33C2	IgG1	包被/标记	--	√
HBV-REAB-E2-013	CHO	35H11	IgG1	包被/标记	--	√
HBV-REAB-E2-013-HRP	CHO	35H11	IgG1	标记	√	--
HBeAg-5#	E.coli	--	--	中和抗原	√	√

*HBV系列原料已申请专利

4.4 HBV-Pres1/2

货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台
					ELISA
Pres-S1-3	Mouse	10H2	IgG1	包被	√
Pres-S1-5	Mouse	4H4	IgG1	包被	√
Pres-S1-7	Mouse	4H3	IgG1	包被	√
Pres-S2-1	Mouse	2H6	IgG1	包被	√

*HBV系列原料已申请专利



发光/酶免

5.优生优育 (TORCH)

5.1 TORCH五项


货号	来源	表位	推荐用途	适用平台	
				ELISA	CLIA
TOX-Ag-13	E.coli	P22+P30+P35	包被	√	√
TOX-Ag-12	E.coli	P22+P30+P35	标记	√	√
TOX-HRP-7	E.coli	P22+P30+P35	标记	√	√
TOX-AG-E3-002	E.coli	P22+P30+P35	包被/标记	√	√
TOX-AG-E3-002-BIO	E.coli	P22+P30+P35	标记物	--	√

5.1 TORCH五项

货号	来源	表位	推荐用途	适用平台	
				ELISA	CLIA
RV-HRP	Native	--	标记	√	√
RV-AG-E3-001	<i>E.coli</i>	E1+E2	包被/标记	√	√
RV-AG-E3-001-HRP	<i>E.coli</i>	E1+E2	标记物	√	√
RV-Ag2	<i>E.coli</i>	E1+E2	包被	√	√
HSV-I-Ag3	<i>E.coli</i>	gG	包被	√	√
HSV-I-Ag8	<i>Pichia pastoris</i>	gG	包被/标记	√	√
HSV-I-HRP7	<i>Pichia pastoris</i>	gG	标记	√	√
HSV-II-Ag3	<i>E.coli</i>	gG	包被/标记	√	√
HSV-II-Ag4	<i>E.coli</i>	gG	包被	√	√
HSV-II-HRP1	<i>E.coli</i>	gG	标记	√	√
HCMV-Ag1	<i>E.coli</i>	pP150+P52	包被	√	√
HCMV-Ag10	<i>E.coli</i>	pP150+P52	包被	--	√
HCMV-Ag11	<i>E.coli</i>	pP150+P52	标记	√	√
CMV-AG-E4-005	<i>E.coli</i>	pP150+P52	包被	√	--
HCMV-Ag9	<i>E.coli</i>	pP150+P52	标记	√	√
HCMV-HRP2	<i>E.coli</i>	pP150+P52	标记	√	√
HCMV-HRP6	<i>E.coli</i>	pP150+P52	标记	√	√

5.2 TORCH质控品

货号	来源	克隆号	推荐用途	适用平台	
				ELISA	CLIA
TOX-REAB-E2-002	CHO	31A1	质控品	√	√
TOX-REAB-E1-002	CHO	30A1	质控品	√	√
RV-REAB-E1-002	CHO	30G1	质控品	√	√
HSV-I-REAB-E1-002	CHO	25C1	质控品	√	√
HSV-II-REAB-E1-002	CHO	31E1	质控品	√	√
HSV-II-REAB-E2-001	CHO	30F1	质控品	√	√
CMV-REAB-E1-002	CHO	30C1	质控品	√	√



发光/酶免


肝炎

6 甲型肝炎 (HAV)

货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
					ELISA	CLIA
HAV-McAb	Mouse	1A11	IgG2b	标记	√	√
HAV-REAB-E1-004	CHO	31H2	IgG1	标记	√	√
Anti-HAV-HRP	Mouse	1A11	IgG2b	标记	√	--
HAV-REAB-E1-004-HRP	CHO	31H2	IgG1	标记	√	--
HAV-AG-E1-002	Native	--	--	中和抗原	√	√

7 戊型肝炎 (HEV)

货号	来源	表位	推荐用途	适用平台	
				ELISA	CLIA
HEV-Ag1	<i>E.coli</i>	ORF2+ORF3	包被	√	--
HEV-Ag10	<i>E.coli</i>	ORF2+ORF3	包被	√	√
E10-HRP	<i>E.coli</i>	ORF2+ORF3	标记	√	--
E11-HRP	<i>E.coli</i>	ORF2+ORF3	标记	√	--



发光/酶免

8.人淋巴T细胞白血病 (HTLV)

8 人淋巴T细胞白血病 (HTLV)

NEW

货号	来源	表位	推荐用途	适用平台	
				ELISA	
HTLV-Ag1	<i>E.coli</i>	gp21+gp46	包被	√	
HTLV-Ag3	<i>E.coli</i>	gp21+gp46	标记	√	
HTLV-Ag5	<i>E.coli</i>	gp21+gp46	包被/标记	√	
HTLV-Ag7	<i>E.coli</i>	gp21+gp46	标记	√	
HTLV-HRP2	<i>E.coli</i>	gp21+gp46	标记	√	
HTLV-HRP3	<i>E.coli</i>	gp21+gp46	标记	√	
NEW HTLV-SC-C1-001	Rabbit	gp21+gp46	质控品	√	



发光/酶免

9.肿瘤

9.1 糖类抗原153 (CA153)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CA153-REAB-C1-005	CHO	27B9	IgG2b	包被	√	√
	CA153-REAB-C1-008	CHO	25A3	IgG1	标记	√	√
配对2	CA153-REAB-C1-004	CHO	23F6	IgG1	包被	√	√
	CA153-REAB-C1-008	CHO	25A3	IgG1	标记	√	√
其他抗体	CA153-REAB-C1-007	CHO	22C3	IgG1	标记	√	√
	CA153-McAb8#	CHO	28H6	IgG1	包被	√	√

*CA153系列原料已申请专利

9.2 胃泌素释放肽前体 (Pro-GRP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	GRP-REAB-C1-007	CHO	21D1	IgG1	标记	√	√
	GRP-REAB-C1-008	CHO	27H3	IgG1	包被	√	√
配对2	GRP-McAb4	Mouse	4G2	IgG1	包被	√	√
	GRP-McAb5	Mouse	5G1	IgG2a	标记	√	√
其他抗体	GRP-McAb1#	Mouse	1G2	IgG1	包被	√	√
	GRP-McAb2#	Mouse	3G1	IgG1	包被	√	√
	GRP-McAb3	Mouse	2G9	IgG1	包被	√	√
	GRP-McAb6#	Mouse	2F6	IgG1	包被	√	√
配套抗原	GRP-Ag	<i>E.coli</i>	--	--	校准品	√	√

*pro-GRP系列原料已申请专利

9.3 细胞角质蛋白19Cyfra 211 (CY211)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CY211-REAB-E1-005	CHO	25A1	IgG2b	包被	√	√
	CY211-McAb4#	CHO	22C4	IgG2b	标记	√	√
配对2	CY211-McAb1#	Mouse	2F3	IgG2a	包被	√	√
	CY211-McAb4#	CHO	22C4	IgG2b	标记	√	√
配对3	CY211-McAb1#	Mouse	2F3	IgG2a	包被	√	√
	CY211-McAb5#	CHO	22F9	IgG1	标记	√	√
其他抗体	CY211-McAb2#	Mouse	1A6	IgG2b	标记	√	√
配套抗原	CY211-Ag	<i>E.coli</i>	--	--	校准品	√	√

*CY211系列原料已申请专利

9.4 糖类抗原242 (CA242)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CA242-REAB-E1-004	CHO	33H2	IgG1	包被	√	√
	CA242-McAb7#	CHO	25A7	IgG1	标记	√	√
其他抗体	CA242-McAb1#	Mouse	2C2	IgG1	包被	√	√
	CA242-McAb7#	CHO	25A7	IgG1	标记	√	√
	CA242-McAb3#	Mouse	2A11	IgG1	标记	√	√
	CA242-HRP1#	Mouse	2C2	IgG1	标记	√	√

*CA242系列原料已申请专利

9.5 糖类抗原724 (CA724)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CA724-McAb5#	CHO	25D9	IgG1	包被	√	√
	CA724-McAb6#	CHO	29C4	IgG1	标记	√	√
其他抗体	CA724-McAb2#	Mouse	2A2	IgG1	包被	√	√
	CA724-McAb1#	Mouse	1A8	IgG1	标记	√	√

*CA724系列原料、配套试剂已申请专利

9.6 鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	SCC-McAb5#	CHO	22E3	IgG1	包被	√	√
	SCC-McAb6#	CHO	25F7	IgG1	标记	√	√

*SCCA系列原料、配套试剂已申请专利

9.7 胃蛋白酶原I/II (PGI/II)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	PG I-McAb1#	CHO	21A6	IgG1	包被	√	√
	HPG-I-REAB-E1-004	CHO	22C4	IgG1	标记	√	√
配对2	PG I-McAb1#	CHO	21A6	IgG1	包被	√	√
	PG I-McAb2#	CHO	31F2	IgG1	标记	√	√
配对3	PG II-McAb3#	CHO	22D8	IgG1	包被	√	√
	PG II-McAb2#	CHO	34G7	IgG1	标记	√	√
配对4	PG II-McAb1#	CHO	38C9	IgG1	包被	√	√
	PG II-McAb2#	CHO	34G7	IgG1	标记	√	√

*胃蛋白酶原系列原料、检测方法已申请专利

9.8 糖类抗原125 (CA125)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CA125-McAb3#	Mouse	4F8	IgG2a	包被	√	√
	CA125-McAb1#	Mouse	4A5	IgG1	标记	√	√
其他抗体	CA125-McAb2#	Mouse	4G6	IgG1	包被	√	√
	CA125-McAb4#	Mouse	4C2	IgG1	包被	√	√
	CA125-HRP1#	Mouse	4A5	IgG1	标记	√	√
	CA125-Bio1#	Mouse	4F8	IgG2a	包被	√	√

*CA125系列原料、配套试剂已申请专利

9.9 糖类抗原199 (CA199)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CA199-REAB-E1-004	CHO	30C8	IgG1	包被/标记	√	√
配对2	CA199-McAb1#	Mouse	5A9	IgG1	包被	√	√
	CA199-McAb2#	Mouse	5A9	IgG1	标记	√	√
配对3	CA199-McAb3#	Mouse	2A11	IgM	包被	√	√
	CA199-McAb2#	Mouse	5A9	IgG1	标记	√	√
其他抗体	CA199-HRP1#	Mouse	5A9	IgG1	标记	√	√

*CA199系列原料已申请专利

9.10 附睾蛋白4 (HE4)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	HE4-McAb3#	CHO	25B3	IgG1	包被	√	√
	HE4-McAb2#	Mouse	2E11	IgG1	标记	√	√
配对2	HE4-McAb1#	Mouse	1H2	IgG2a	包被	√	√
	HE4-McAb2#	Mouse	2E11	IgG1	标记	√	√
其他抗体	HE4-HRP1#	Mouse	2E11	IgG1	标记	√	√
配套抗原	HE4-Ag	<i>E.coli</i>	--	--	校准品	√	√

*HE4系列原料已申请专利

9.11 糖类抗原50 (CA50)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CA50-REAB-E1-004	CHO	37D2	IgG1	包被	√	√
	CA50-McAb2#	CHO	27F12	IgM	标记	√	√

*CA50系列原料已申请专利

9.12 甲胎蛋白 (AFP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	AFP-REAB-E1-009	CHO	27C9	IgG1	包被	√	√
	2AFP-3	Mouse	2H3	IgG1	标记	√	√
配对2	2AFP-27	Mouse	2A7	IgG1	包被	√	√
	2AFP-28	Mouse	2F8	IgG1	标记	√	√
其他抗体	2AFP-3	Mouse	2H3	IgG1	标记	√	√
	2AFP-7	Mouse	2H7	IgG1	标记	√	√
	2AFP-25	Mouse	2A5	IgG1	包被	√	√
	AFP-8	Mouse	1A8	IgG1	标记	√	√
	AFP-45	Mouse	1B5	IgG1	标记	√	√
	2AFP-28-HRP	Mouse	2F8	IgG1	标记	√	√
	AFP-45-HRP	Mouse	1B5	IgG1	标记	√	√
	2AFP-27-bio	Mouse	2A7	IgG1	包被	√	√

9.13 癌胚抗原 (CEA)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	CEA-REAB-E1-006	CHO	37C4	IgG1	包被	√	√
	3CEA-23	Mouse	3E3	IgG1	标记	√	√
配对2	3CEA-23	Mouse	3E3	IgG1	标记	√	√
	CEA-100	Mouse	1C1	IgG1	包被	√	√
其他抗体	3CEA-9	Mouse	3A9	IgG1	包被	√	√
	3CEA-20	Mouse	3C2	IgG1	标记	√	√
	3CEA-21	Mouse	3E1	IgG1	包被	√	√
	3CEA-23-HRP	Mouse	3E3	IgG1	标记	√	√
	3CEA-20-HRP	Mouse	3C2	IgG1	标记	√	√
	CEA-100-bio	Mouse	1C1	IgG1	包被	√	√

9.14 前列腺特异性抗原 (PSA)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	3PSA-2	Mouse	3D2	IgG1	包被	√	√
	3PSA-15	Mouse	3B5	IgG1	标记	√	√
其他抗体	3PSA-3	Mouse	3A3	IgG1	包被	√	√
	3PSA-4	Mouse	3H4	IgG1	包被	√	√
	3PSA-17	Mouse	3H7	IgG1	标记	√	√
	3PSA-15-HRP	Mouse	3B5	IgG1	标记	√	√

9.15 人异常凝血酶原 (PIVKA II) NEW

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						CLIA	
配对1	PIVKA-II-REAB-C1-003	CHO	26C3	IgG1	包被	√	
	PIVKA-II-REAB-C1-004	CHO	26C8	IgG1	标记	√	
配套抗原	PIVKA-II-SC-C1-001	HEK293	--	--	校准品	√	

9.16 中枢神经特异蛋白 (S100) NEW

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						CLIA	
配对1	S100-REAB-C1-004	CHO	31B11	IgG1	包被	√	
	S100-REAB-C1-007	CHO	22B5	IgG1	标记	√	

10.1 N末端脑钠肽前体 (NT-proBNP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
NEW 配对1	NT-proBNP-REAB-C1-016	CHO	38C10	IgG	标记	√
	NT-proBNP-REAB-C1-019	CHO	33C10	IgG1	包被	√
配对2	NT-proBNP McAb10	CHO	1B8	IgG1	包被	√
	NT-proBNP McAb2	Mouse	1H2	IgG1	标记	√
配对3	NT-proBNP-REAB-C1-013	CHO	33F9	IgG1	标记	√
	NT-proBNP-REAB-C1-012	CHO	36A8	IgG2b	包被	√
其他抗体	NT-proBNP McAb1	Mouse	1B1	IgG1	标记	√
	NT-proBNP McAb3	Mouse	1D3	IgG1	包被	√
	NT-proBNP McAb4	Mouse	1C4	IgG1	包被	√
	NT-proBNP McAb5	Mouse	5A7	IgG1	标记	√
配套抗原	NT-proBNP-Ag1	<i>E.coli</i>	--	--	校准品	√

*NT-proBNP系列原料、表位已申请专利

10.2 心肌钙蛋白I (cTnI)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
NEW 配对1	CTNI-REAB-G1-040	CHO	35D10	IgG2b	标记	√
	CTNI-MCAB-29	CHO	23C12	IgG1	包被	√
配对2	CTNI-MCAB-29	CHO	23C12	IgG1	包被	√
	CTNI-MCAB-22	CHO	23A3	IgG1	标记	√
	CTNI-MCAB-28	CHO	40A10	IgG1	标记	√
配对3	CTNI-MCAB-29	CHO	23C12	IgG1	包被	√
	CTNI-MCAB-22	CHO	23A3	IgG1	标记	√
	CTNI-MCAB-18	CHO	31F1	IgG1	标记	√
配对4	CTNI-MCAB-29	CHO	23C12	IgG1	包被	√
	CTNI-MCAB-18	CHO	31F1	IgG1	标记	√
配套抗原	CTNI-Ag5	<i>E.coli</i>	--	--	校准品	√

*CNTI系列原料、表位、配套试剂已申请专利

10.3 肌酸激酶同工酶 (CK-MB)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	CKMB-REAB-G1-007	CHO	26D10	IgG1	标记	√
	CKMB-REAB-G1-008	CHO	33H2	IgG1	包被	√
配对2	CK-MB-03	Mouse	1D10	IgG1	标记	√
	CK-MB-04	Mouse	1C11	IgG1	包被	√

*CK-MB系列原料已申请专利

10.4 肌红蛋白(MYO)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	MYO-REAB-G1-012	CHO	28A6	IgG1	标记	√
	MYO-REAB-G1-004	CHO	24C1	IgG1	包被	√

*MYO系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

10.5 心肌钙蛋白T(cTnT)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	CTNT-McAb-1#	Mouse	5G8	IgG1	包被	√
	CTNT-McAb-2#	Mouse	15C9	IgG	标记	√

10.6 D二聚体(D-Dimer)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
NEW 配对1	D-Dimer-REAB-F1-010	CHO	21B2	IgG2b	标记	√
	D-Dimer-REAB-F1-013	CHO	33B10	IgG1	包被	√
配对2	D-Dimer-REAB-F1-007	CHO	3A6	IgG2a	标记	√
	D-Dimer-REAB-F1-009	CHO	32D2	IgG2b	包被	√

*D-Dimer系列原料已申请专利

10.7 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	ST2-REAB-F1-010	CHO	38D1	IgG2a	标记	√
	ST2-REAB-F1-011	CHO	29D7	IgG2b	包被	√
配套抗原	ST2-AG-F1-001	哺乳动物细胞	--	--	校准品	√

*sST2系列原料已申请专利

10.8 脑钠肽(BNP) NEW

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	BNP-REAB-C1-003	CHO	31H5	IgG1	标记	√
	BNP-REAB-C1-004	CHO	27C4	IgG2a	包被	√
配套抗原	proBNP-AG-C1-001	CHO	-	-	质控品	√

*sST2系列原料已申请专利

发光/酶免

11. 呼吸道

11.1 肺炎 (MP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 ELISA
间接法	MP1#	<i>E.coli</i>	--	--	包被	√
	抗μ链-3#	Mouse	1F5	IgG1	标记	√
间接法	MP2#	<i>E.coli</i>	--	--	包被	√
	抗μ链-6#	Mouse	1A5	IgG1	标记	√

*肺炎系列原料已申请专利

发光/酶免

12. 炎症

12.1 C反应蛋白 (CRP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	PCT-Ab7#	Mouse	11B11	IgG1	标记	√
	PCT-Ab4#	Mouse	10F5	IgG1	包被	√
配对2	PCT-Ab5#	Mouse	19C9	IgG1	标记	√
	PCT-Ab4#	Mouse	10F5	IgG1	包被	√
配对3	PCT-REAB-G1-010	CHO	25C5	IgG1	标记	√
	PCT-REAB-G1-027	CHO	37C12	IgG2B	包被/标记	√
其他抗体	PCT-REAB-G1-031	CHO	35F3	IgG1	标记/包被	√
	PCT-Ab3#	Mouse	6C7	IgG1	标记	√
	PCT-Ab1#	Mouse	1C1	IgG1	包被	√
	PCT-REAB-G1-012	CHO	27A6	IgG1	标记	√
	PCT-REAB-G1-014	CHO	22C10	IgG2a	包被	√
	PCT-REAB-G1-016	CHO	21F11	IgG2a	标记	√
	PCT-REAB-G1-015	CHO	33D3	IgG1	标记	√
	PCT- Ag1	<i>E.coli</i>	--	--	质控品	√

*CRP系列原料、配套试剂已申请专利

12.2 降钙素原 (PCT)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台
						CLIA
配对1	PCT-Ab7#	Mouse	11B11	IgG1	标记	√
	PCT-Ab4#	Mouse	10F5	IgG1	包被	√
配对2	PCT-Ab5#	Mouse	19C9	IgG1	标记	√
	PCT-Ab4#	Mouse	10F5	IgG1	包被	√
配对3	PCT-REAB-G1-010	CHO	25C5	IgG1	标记	√
	PCT-REAB-G1-027	CHO	37C12	IgG2B	包被	√
其他抗体	PCT-Ab3#	Mouse	6C7	IgG1	标记	√
	PCT-Ab1#	Mouse	1C1	IgG1	包被	√
	PCT-REAB-G1-012	CHO	27A6	IgG1	标记	√
	PCT-REAB-G1-014	CHO	22C10	IgG2a	包被	√
	PCT-REAB-G1-016	CHO	21F11	IgG2a	标记	√
	PCT-REAB-G1-015	CHO	33D3	IgG1	标记	√
配套抗原	PCT-Ag1	E.coli	--	--	质控品	√

*PCT系列原料、检测方法已申请专利

12.3 白介素6 (IL-6) NEW

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台
						CLIA
NEW 配对1	IL6-REAB-F1-016	CHO	34A1	IgG1	标记	√
	IL6-REAB-F1-011	CHO	28A11	IgG1	包被	√
配对2	IL6-REAB-F1-013	CHO	31A3	IgG1	标记	√
	IL6-REAB-F1-009	CHO	27C12	IgG1	包被	√
配对3	IL6-MAB-F1-001	Mouse	16F5	IgG	标记	√
	IL6-MAB-F1-002	Mouse	5A10	IgG	包被	√
配套抗原	IL6-SC-F1-001	E.coli	--	--	质控品	√



发光/酶免

13.EB病毒 (EBV)

13 EB病毒 (EBV)

货号	来源	表位	推荐用途	适用平台	
				ELISA	CLIA
EB-EA-Ag3	E.coli	EA	包被	√	√
EB-VCA-Ag1	E.coli	VCA	包被	√	√
EB-VCA-Ag3	E.coli	VCA	包被	√	√
EB-VCA-Ag4	E.coli	VCA	包被	√	√
EBV-EBNA1-Ag2	E.coli	EBNA1	包被	√	√

发光/酶免

14. 激素

14.1 抗缪勒氏管激素 (AMH)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
NEW 配对1	AMH-REAB-E1-12	CHO	35A9	IgG1	包被	√	√
	AMH-REAB-E1-007	CHO	22F10	IgG2b	标记	√	√
配对2	AMH-REAB-E1-11	CHO	25H4	IgG2b	标记	√	√
	AMH-REAB-E1-12	CHO	35A9	IgG1	包被	√	√
配对3	AMH-REAB-E1-007	CHO	22F10	IgG2b	包被/标记	√	√
	AMH-REAB-E1-008	CHO	26A1	IgG1	包被/标记	√	√
其他抗体	AMH-McAb1#	Mouse	3C12	IgG1	包被	√	√
	AMH-McAb13#	Mouse	7F9	IgG1	标记	√	√
	AMH-McAb6#	Mouse	10A3	IgG1	包被	√	√
	AMH-McAb8#	Mouse	5E10	IgG1	包被	--	√
	AMH-McAb14#	Mouse	7E6	IgG1	包被	--	√
	AMH-McAb13#-Bio	Mouse	--	IgG1	--	√	√
配套抗原	AMH-Ag1	<i>E.coli</i>	--	--	校准品	√	√

*AMH系列原料已申请专利

14.2 抑制素B (INH-B)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	INHB-McAb1#	Mouse	8F8	IgG1	包被	√	--
	INHB-McAb2#	Mouse	9A6	IgG1	标记	√	--
配套抗原	INHB-Ag	<i>E.coli</i>	--	IgG1	校准品	√	√

14.3 雌二醇 (E2) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
抗体	E2-REAB-C1-002	CHO	27F11	IgG	包被/标记	√	√
抗原	CA00201H11	化学合成	--	--	包被/标记	√	√

*E2系列原料已申请专利

14.4 孕酮 (PROG) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
抗体	Prog-REAB-C1-002	CHO	33C7	IgG	包被/标记	√	√
抗原	CA00301H11	化学合成	--	--	包被/标记	√	√

*PROG系列原料已申请专利

14.5 睾酮 (TESTO) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
抗体	TESTO-REAB-C1-003	CHO	27B4	IgG	包被/标记	√	√
抗原	CA00101H11	化学合成	--	--	包被/标记	√	√

*TESTO系列原料已申请专利

14.6 促卵泡激素 (FSH) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						CLIA	
配对1	FSH-REAB-C1-005	CHO	21C4	IgG1	包被	√	
	FSH-REAB-C1-006	CHO	21B3	IgG	标记	√	

14.7 泌乳素 (PRL) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						CLIA	
配对1	PRL-REAB-C1-006	CHO	31D9	IgG2a	包被	√	
	PRL-REAB-C1-007	CHO	31B2	IgG1	标记	√	

14.8 促黄体激素 (LH) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						CLIA	
配对1	LH-REAB-C1-020	CHO	33C3	IgG1	包被/标记	√	
	LH-REAB-C1-023	CHO	23A7	IgG1	包被/标记	√	



发光/酶免

15. 甲功

15.1 三碘甲状腺原氨酸 (T3) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						CLIA	
配对1	T3-REAB-C1-002	CHO	28C10	IgG	标记Bio	√	
	T3-AG-C1-001-AE	化学合成	--	--	直接使用	√	
配套解离剂	CC00101J20	合成	--	--	解离剂	√	

15.2 甲状腺激素 (T4) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	T4-REAB-C1-002	CHO	33D8	IgG	标记Bio	√	√
	T4-AG-C1-001-AE	化学合成	--	--	直接使用	√	√
配对2	T4-REAB-C1-002	CHO	33D8	IgG	包被	√	√
	T4-BSA-1#	化学合成	--	--	标记	√	√
配套解离剂	CC00101J20	合成	--	--	解离剂	√	√

*T4系列原料已申请专利

15.3 促甲状腺激素 (TSH)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	TSH-REAB-E1-004	CHO	38C7	IgG1	包被/标记	√	√
	TSH-REAB-E1-005	CHO	26C5	IgG2a	包被/标记	√	√



发光/酶免

16.骨代谢

16.1 维生素D(VD)

货号	来源	克隆号	表位	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
VD-REAB-E1-003	CHO	27A1	3#	IgG1	包被/标记	√	√
VD-REAB-E1-004	CHO	22B2	3#	IgG1	包被/标记	√	√
VD-AG-E3-001	维生素D衍生物(BSA)	--	3#	IgG1	包被/标记	√	√
VD-AG-E3-002	维生素D衍生物(BSA)	--	3#	--	包被/标记	√	√
VD-McAb1#	Mouse	2D1	--	IgG1	包被/标记	√	√
VD-BSA	维生素D衍生物(BSA)	--	22#	--	包被/标记	√	√
VD-Bio	维生素D衍生物(Biotin)	--	22#	--	包被/标记	√	√

*VD系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

16.2 甲状旁腺素 (PTH) NEW

货号	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						ELISA	CLIA
配对1	PTH-REAB-C1-004	CHO	22C12	IgG1	包被	√	√
	PTH-REAB-C1-005	CHO	34C9	IgG1	标记	√	√

发光/酶免

17. 消化道

17.1 幽门螺旋杆菌 (HP)

推荐配对	货号	来源	表位	推荐用途	适用平台 ELISA
配对1	HP-Ag8	<i>E.coli</i>	CagA	标记	√
	HP-Ag9	<i>E.coli</i>	CagA	包被	√
配套抗原	HP-Ag10	<i>E.coli</i>	GroEL	包被	√

发光/酶免

18. 高血压

18.1 醛固酮 (ALD)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	ALD-REAB-C1-002	CHO	23B5	IgG1	包被/标记	√
	CA00101B11	化学合成	--	--	包被/标记	√

*醛固酮系列原料已申请专利

18.2 皮质醇 (Cor) NEW

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	CORT-REAB-C1-001	CHO	27A8	IgG1	包被/标记	√
	CA00201B11	化学合成	--	--	包被/标记	√
配套解离剂	Cortisol浓缩解离剂-1#	--	--	--	解离剂	√

18.3 肾素 (Renin) NEW

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 CLIA
配对1	REN-REAB-C1-001	CHO	33B2	IgG1	包被	√
	REN-REAB-C1-002	CHO	35B5	IgG	标记	√

发光/酶免

19.糖尿病

19.1 谷氨酸脱羧酶 (GAD65)

类型	货号	来源	推荐用途	适用平台	
				ELISA	CLIA
抗原	GAD65	<i>E.coli</i>	包被	√	√

19.2 络氨酸磷酸酶蛋白 (IA2)

类型	货号	来源	推荐用途	适用平台	
				ELISA	CLIA
抗原	IA-2	<i>E.coli</i>	包被	√	√

发光/酶免

20.贫血

20.1 铁蛋白 (Fer) NEW

类型	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台
						CLIA
配对1	FER-REAB-C1-001	CHO	33B11	IgG2b	包被	√
	FER-REAB-C1-002	CHO	26H9	IgG1	标记	√
配套抗原	CAL-FER-HL1	<i>E.coli</i>	--	--	质控品	√

*NGAL系列原料已申请专利




发光/酶免

21.结核杆菌 (TB)

21 结核杆菌 (TB)

货号	来源	表位	推荐用途
TB-CFP10-Ag	<i>E.coli</i>	CFP10	包被
ESAT-6	<i>E.coli</i>	ESAT-6	包被
TB-Ag2	<i>E.coli</i>	38KDa	包被
TB-B9	<i>E.coli</i>	14KDa+16KDa+38KDa+ESAT-6+CFP10	包被



发光/酶免

22.通用产品

22.1 阻断剂

货号	来源	适用平台	
		ELISA	CLIA
 HIER-R-007	Mouse	√	√
 HIER-R-008	Mouse	√	√

22.1 阻断剂

货号	来源	适用平台	
		ELISA	CLIA
 HIER-E-010 plus	Mouse	√	√
HIER-R-012	Mouse	√	√
HIER-R-014	Mouse	√	√
 HIER-R-006	Rabbit	√	√
 HIER-R-010	Mouse	√	√
HIER-R-013	Mouse	√	√
HIER-E-001	Mouse	√	--
HIER-E-010	Mouse	√	√
HIER-E-010-D	Mouse	--	√
HIER-E-100	Mouse	√	--
HIER-E-013	Mouse	--	√

*阻断剂系列产品、配套工艺已申请专利

22.2 链霉亲和素

货号	来源	推荐用途
SA4	<i>E.coli</i>	包被/标记
SA8	<i>E.coli</i>	包被/标记
SA-HRP	<i>E.coli</i>	标记
SA-HRP2#	<i>E.coli</i>	标记

22.3 通用二抗

货号	来源	克隆号	表位	亚型	推荐用途
抗人IgG-2#	Mouse	5H11	鼠抗人IgG	IgG2a	包被
抗人IgG-4#	Mouse	2F4	鼠抗人IgG	IgM	包被
抗人IgG-6#	Mouse	1H8	鼠抗人IgG	IgG1	包被
抗人IgG-8#	Mouse	2E8	鼠抗人IgG	IgM	包被
抗人IgG-6#-HRP	Mouse	1H8	鼠抗人IgG	IgM	标记
抗人IgM单抗	Mouse	M-45	鼠抗人IgM	IgG1	包被
抗人IgM-HRP	Mouse	M-45	鼠抗人IgM	IgG1	标记
羊抗人IgG	Goat	--	羊抗人IgG	--	--
羊抗人IgM	Goat	--	羊抗人IgM	--	--
羊抗鼠IgG	Goat	--	羊抗鼠IgG	--	--
羊抗鼠IgG-HRP	Goat	--	羊抗鼠IgG	--	--



荧光层析

荧光定量层析

胶体金定性层析



该平台以免疫学为基础，利用抗原与抗体互相结合的特异性反应来进行定性或定量诊断，建有荧光层析、胶体金两大成熟检测平台，产品包括抗原、抗体、二抗等，在灵敏度、特异性、批间差等产品性能表现优异，覆盖热带传染病、重大传染病、心血管及心肌标志物、呼吸道、感染类、优生优育、消化道、食品安全等疾病检测领域。



荧光层析

1.艾滋病(HIV)

1.1 HIV-I/II


推荐配对	货号	来源	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
配对1	P81	<i>E.coli</i>	HIV I型	包被	√
	P82	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	HIV-AG-G5-033	<i>E.coli</i>	HIV I+II型	标记	√
配对2	P84	<i>E.coli</i>	HIV I型	包被	√
	P82	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	P75	<i>E.coli</i>	HIV I+II型	标记	√
配对3	P36	<i>E.coli</i>	HIV I型	包被	√
	P57	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	P75	<i>E.coli</i>	HIV I+II型	标记	√
配对4	P36	<i>E.coli</i>	HIV I型	包被	√
	HIV-AG-G2-020	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√
	P75	<i>E.coli</i>	HIV I+II型	标记	√
其他抗原	P77	<i>E.coli</i>	HIV O型	标记	√
	P78	<i>E.coli</i>	HIV O型	包被	√
	HIV-AG-G5-008	<i>E.coli</i>	HIV I型	标记	√
	P53	<i>E.coli</i>	HIV II型	包被	√

*HIV系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

1.2 HIV-P24

推荐配对	货号	来源	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
配对1	HIV-REAB-C4-016	CHO	--	包被	√
	HIV-REAB-C4-020	CHO	兔IgG	标记	√
配对2	HIV-REAB-C4-016-Bio	CHO	--	标记	√
	HIV-REAB-C4-020	CHO	兔IgG	标记	√
	T6	--	--	包被	√
NEW 质控品	HIV-SC-G4-002	<i>E.coli</i>	--	质控	√

*HIV系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利



荧光层析

2.丙型肝炎 (HCV)

2 丙型肝炎 (HCV)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
配对1	C106	<i>E.coli</i>	--	--	包被	√
	C114	<i>E.coli</i>	--	--	标签抗原	√
	T8	Mouse	1G5	IgG1	标记	√

*HCV系列原料、检测方法、配套试剂、配套工艺已申请专利



荧光层析

3.梅毒螺旋体 (TP)

3 梅毒螺旋体 (TP)

推荐配对	货号	来源	表位	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
配对1	TP96	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	--	包被	√
	TP58	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	--	标签抗原	√
	T1	Mouse	--	IgG1	标记	√
配对2	TP56	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	--	包被	√
	TP58	<i>E.coli</i>	TP15+TP17+TP47	--	标签抗原	√
	T1	Mouse	--	IgG1	标记	√

*TP系列原料、配套工艺已申请专利



荧光层析

4.乙型肝炎 (HBV)

4.1 HBsAg

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
NEW 配对1	HBV-REAB-G1-014	Mouse	1A3	IgM	包被	√
	HBV-REAB-G1-010	Mouse	13A7	--	标记	√
配对2	Sab-3#	Mouse	1A3	IgM	包被	√
	Sab-49#	Mouse	13A7	--	标记	√

*HBV系列原料已申请专利

4.2 HBsAb

货号	来源	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
HBsAg-11#	CHO	ad	包被/标记	√
HBV-AG-E1-005	CHO	ay	包被/标记	√

*HBV系列原料已申请专利

4.3 HBe-Ab/Ag

货号	来源	推荐用途	适用平台 胶体金
MCeAb-4#	Mouse	包被	√
MCeAb-2#	Mouse	标记	√

*HBV系列原料已申请专利




荧光层析

5.优生优育 (TORCH)

5 优生优育 (TORCH)

货号	来源	表位	推荐用途	适用平台	
				胶体金	免疫荧光
TOX-Ag-1	<i>E.coli</i>	P22+P30+P35	标记	√	--
TOX-Ag-2	<i>E.coli</i>	P22+P30+P35	标记	√	--
RV-Ag-E3-001	<i>E.coli</i>	E1+E2	包被/标记	√	--
HCMV-Ag1	<i>E.coli</i>	pP150+pP52	包被	√	√
HCMV-Ag10	<i>E.coli</i>	pP150+pP52	包被	√	√



荧光层析

肝炎

6 甲型肝炎 (HAV)

产品名称	货号	来源	推荐用途	适用平台
				胶体金
HAV抗原	HAV-Ag2	Native	中和	√
HAV抗体	HAV-McAb	Mouse	标记	√
HAV抗体	HAV-REAB-E1-004	CHO	标记	√

7 戊型肝炎 (HEV)

货号	来源	表位	推荐用途	适用平台
				胶体金
HEV-Ag11#	<i>E.coli</i>	ORF2+ORF3	包被/标记	√

荧光层析

8.肿瘤

8.1 胃蛋白酶原I/II (PGI/II)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 免疫荧光
配对1	PG I-McAb1#	CHO	21A6	IgG1	包被	√
	HPG-I-REAB-E1-004	CHO	31F2	IgG1	标记	√
配对2	PG I-McAb1#	CHO	21A6	IgG1	包被	√
	PG I-McAb2#	CHO	22C4	IgG1	标记	√
配对3	PG II-McAb1#	CHO	22D8	IgG1	包被	√
	PG II-McAb2#	CHO	34G7	IgG1	标记	√
配对4	PG II-McAb3#	CHO	38C9	IgG1	包被	√
	PG II-McAb2#	CHO	34G7	IgG1	标记	√

*胃蛋白酶原系列原料、检测方法已申请专利

荧光层析

9.心肌

9.1 N末端脑钠肽前体 (NT-proBNP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	NT-proBNP-REAB-C1-016	Mouse	1B8	IgG1	标记	√	√
	NT-proBNP-REAB-C1-019	Mouse	1H2	IgG1	包被	√	√
配对2	NT-proBNP McAb10	CHO	1B8	IgG1	包被	√	√
	NT-proBNP McAb5	Mouse	5A7	IgG1	标记	√	√
配对3	NT-proBNP McAb10	CHO	1B8	IgG1	包被	√	√
	NT-proBNP McAb2	Mouse	1H2	IgG1	标记	√	√
配对4	NT-proBNP McAb10	CHO	1B8	IgG1	标记	√	√
	NT-proBNP-REAB-C1-012	CHO	36A8	IgG2b	包被	√	√
其他抗体	NT-proBNP McAb1	Mouse	1B1	IgG1	标记	√	√
	NT-proBNP McAb3	Mouse	1D3	IgG1	包被	√	√
	NT-proBNP McAb4	Mouse	1C4	IgG1	包被	√	√
	NT-proBNP-REAB-C1-013	CHO	33F9	IgG1	标记	√	√
配套抗原	NT-proBNP-Ag1		--	--	校准品	--	--

*NT-proBNP系列原料、表位已申请专利

9.2 心肌钙蛋白I (cTnI)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	CTNI-REAB-G1-040	Mouse	35D10	IgG2b	包被	√	√
	CTNI-MCAB-29	Mouse	23C12	IgG1	标记	√	√
配对2	CTNI-REAB-G1-030	CHO	23H6	IgG	标记	√	√
	CTNI-MCAB-30	CHO	24A5	IgG1	包被	√	√
	CTNI-REAB-G1-033	CHO	33C12	IgG1	包被	√	√
	CTNI-REAB-G1-031	CHO	27F9	IgG	包被	√	√
	CTNI-MCAB-29	Mouse	23C12	IgG1	标记	√	√
配对3	CTNI-MCAB-30	CHO	24A5	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-31	CHO	26G2	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-24	CHO	35C8	IgG1	包被	√	√
	CTNI-REAB-G1-025	CHO	31F11	IgG1	标记	√	√
配对4	CTNI-MCAB-30	CHO	24A5	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-31	CHO	26G2	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-24	CHO	35C8	IgG1	包被	√	√

*cTnI系列原料、表位、配套试剂已申请专利

9.2 心肌钙蛋白I (cTnI)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
其他抗体	CTNI-PcAb-1	Goat	--	--	包被	√	√
	CTNI-MCAB-9	Mouse	8C4	IgG2b	标记	√	√
	CTNI-McAb-12	Mouse	11C4	IgG1	标记	√	√
	CTNI-MCAB-23	CHO	24A5	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-20	CHO	26G2	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-25	CHO	36H6	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-26	CHO	37E7	IgG2a	标记	√	√
	CTNI-MCAB-27	CHO	39F9	IgG2a	标记	√	√
	CTNI-MCAB-28	CHO	40A10	IgG1	标记	√	√
	CTNI-MCAB-22	CHO	23A3	IgG1	包被	√	√
配套抗原	CTNI-Ag5	<i>E.coli</i>	--	--	校准品	√	√

*CNTI系列原料、表位、配套试剂已申请专利

9.3 肌酸激酶同工酶 (CK-MB)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	CKMB-REAB-G1-011	Mouse	35C9	--	标记	√	√
	CKMB-REAB-G1-013	Mouse	31F8	IgG1	包被	√	√
配对2	CK-MB-03	Mouse	1D10	IgG1	标记	√	√
	CK-MB-04	Mouse	1C11	IgG1	包被	√	√
配对3	CKMB-REAB-G1-011	Mouse	35C9	--	标记	√	√
	CK-MB-04	Mouse	1C11	IgG1	包被	√	√

*CK-MB系列原料已申请专利

9.4 肌红蛋白 (MYO)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	MYO-REAB-G1-005	CHO	22B6	IgG1	标记	√	√
	MYO-REAB-G1-006	CHO	26F3	IgG1	包被	√	√
配对2	MYO-REAB-G1-005	CHO	22B6	IgG1	标记	√	√
	MYO-REAB-G1-004	CHO	24C1	IgG1	包被	√	√
配对3	MYO-Ab3	Mouse	3B2	IgG1	标记	--	√
	MYO-Ab2	Mouse	3A7	IgG2a	包被	--	√

*MYO系列原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

9.5 心肌钙蛋白T (cTnT)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						免疫荧光	
配对1	CTNT-McAb-1#	Mouse	5G8	IgG1	标记	√	
	CTNT-McAb-2#	Mouse	15C9	IgG	包被	√	

9.6 D-二聚体 (D-Dimer)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						免疫荧光	
NEW 配对1	D-Dimer-REAB-F1-010	Mouse	21B2	IgG2b	标记	√	
	D-Dimer-REAB-F1-013	Mouse	33B10	IgG1	包被	√	
配对2	D-Dimer-REAB-F1-007	CHO	33A6	IgG2a	标记	√	
	D-Dimer-REAB-F1-009	CHO	32D2	IgG2b	包被	√	
配对3	D-Dimer-McAb5#	Mouse	8G6	--	标记	√	
	D-Dimer-REAB-F1-009	CHO	32D2	IgG2b	包被	√	
配对4	D-Dimer-McAb7#	Mouse	7A6	--	标记	√	
	D-Dimer-REAB-F1-009	CHO	32D2	IgG2b	包被	√	

*D-Dimer系列原料已申请专利

9.7 心型脂肪酸结合蛋白 (H-FABP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	H-FABP-Ab9#	CHO	24F1	IgG1	标记	√	√
	H-FABP-Ab10#	CHO	26H2	IgG1	包被	√	√
配对2	H-FABP-Ab7#	Mouse	15C8	IgG1	包被	√	√
	H-FABP-Ab8#	Mouse	12F9	IgG1	标记	√	√
其他抗体	H-FABP-Ab5#	Mouse	8E6	IgG1	标记	√	√
	H-FABP-Ab6#	Mouse	9A3	IgG1	包被	√	√

*H-FABP系列原料已申请专利

9.8 脂蛋白相关磷脂酶A2 (Lp-PLA2)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	LP-PLA2-Ab1	Mouse	11G5	IgG1	包被	√	√
	LP-PLA2-Ab2	Mouse	18A6	IgG1	标记	√	√

9.9 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	ST2-REAB-F1-010	CHO	38D1	IgG1	标记	--	√
	ST2-REAB-F1-011	CHO	29D7	IgG1	包被	--	√
配对2	ST2-REAB-F1-012	CHO	33A7	IgG1	标记	--	√
	ST2-REAB-F1-013	CHO	34H3	IgG1	包被	--	√

*sST2系列原料已申请专利

9.10 脑钠肽 (BNP) NEW

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	BNP-REAB-C1-003	Mouse	31H5	IgG1	标记	√	√
	BNP-REAB-C1-004	Mouse	27C4	IgG2a	包被	√	√
BNP抗原	proBNP-AG-C1-001	--	--	--	质控品	--	--

9.11 心梗三联检 (TNI\CKMB\MYO)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	CTNI-REAB-G1-030	CHO	23H6	IgG	标记	√	√
	CTNI-REAB-G1-038	Mouse	23C9	IgG1	标记	√	√
	CTNI-REAB-G1-033	CHO	33C12	IgG1	包被	√	√
	CTNI-REAB-G1-031	CHO	27F9	IgG	包被	√	√
	CKMB-REAB-G1-011	Mouse	35C9	--	标记	√	√
	CK-MB-04	Mouse	1C11	IgG1	包被	√	√
	MYO-REAB-G1-005	CHO	22B6	IgG1	标记	√	√
	MYO-REAB-G1-006	CHO	26F3	IgG1	包被	√	√
NEW 配对2	CTNI-MCAB-29	Mouse	23C12	IgG1	标记	√	√
	CTNI-MCAB-30	CHO	24A5	IgG1	包被	√	√
	CTNI-REAB-G1-033	CHO	33C12	IgG1	包被	√	√
	CTNI-MCAB-24	CHO	35C8	IgG1	包被	√	√
	CKMB-REAB-G1-011	Mouse	35C9	--	标记	√	√
	CK-MB-04	Mouse	1C11	IgG1	包被	√	√
	MYO-REAB-G1-005	CHO	22B6	IgG1	标记	√	√
	MYO-REAB-G1-006	CHO	26F3	IgG1	包被	√	√
NEW 配对3	CTNI-REAB-G1-040	Mouse	35D10	IgG2b	包被	√	√
	CTNI-MCAB-29	Mouse	23C12	IgG1	标记	√	√
	CKMB-REAB-G1-011	Mouse	35C9	--	标记	√	√
	CK-MB-04	Mouse	1C11	IgG1	包被	√	√
	MYO-REAB-G1-005	CHO	22B6	IgG1	标记	√	√
	MYO-REAB-G1-006	CHO	26F3	IgG1	包被	√	√



荧光层析

10.热带传染病

10.1 疟疾

类型	推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	阻断剂	适用平台 胶体金
MA-HRP11-PF	配对1	MA-Ab36#	Mouse	18F7	IgG1	标记	√	√
		MA-Ab38#	CHO	33C4	IgM	包被	√	√
	配对2	MA-Ab35#	CHO	35A2	IgG1	包被	√	√
		MA-Ab36#	Mouse	18F7	IgG	标记	√	√
	配对3	MA-Ab16#	Mouse	7A11	IgM	包被	√	√
		MA-Ab18#	Mouse	2B4	IgG1	标记	√	√
	配对4	MA-Ab16#	Mouse	7A11	IgM	包被	√	√
		MA-Ab17#	Mouse	7A3	IgG1	标记	√	√
	配对5	MA-Ab16#	Mouse	7A11	IgM	包被	√	√
		MA-Ab24#	Mouse	4A4	IgG1	标记	√	√
MA-PLDH-PV	配对1	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-REAB-G3-016	CHO	25F8	IgM	标记	√	√
	配对2	MA-Ab29#	Mouse	4C6	IgG2a	包被	√	√
		MA-Ab25#	Mouse	5B8	IgG1	标记	√	√
	配对3	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-Ab25#	Mouse	5B8	IgG1	标记	√	√
MA-PLDH-PAN	配对1	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-REAB-G4-013	CHO	37A8	IgG1	标记	√	√
	配对2	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-REAB-G4-008	CHO	25C7	IgG1	标记	√	√
	配对3	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-REAB-G4-012	CHO	--	--	标记	√	√
	配对4	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-Ab21#	Mouse	8A11	IgG1	标记	√	√
	配对5	MA-Ab29#	Mouse	4C6	IgG2a	包被	√	√
		MA-Ab21#	Mouse	8A11	IgG1	标记	√	√
	配对6	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-Ab19#	Mouse	1A5	IgG1	标记	√	√

*疟疾系列原料已申请专利

10.1 疟疾

类型	推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	阻断剂	适用平台 胶体金
MA-PLDH-PF NEW	配对1	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-REAB-G2-014	CHO	25F2	IgM	标记	√	√
	配对2	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-Ab31#	Mouse	6F10	IgG2b	标记	√	√
	配对3	MA-Ab29#	Mouse	4C6	IgG2a	包被	√	√
		MA-Ab31#	Mouse	6F10	IgG2b	标记	√	√
MA-PAN-PLDH +HRPII NEW	配对1	MA-REAB-G4-007	CHO	22D5	IgM	包被	√	√
		MA-Ab39#	CHO	33C4	IgM	包被	√	√
		MA-REAB-G4-008	CHO	25C7	IgG1	标记	√	√
		MA-Ab36#	Mouse	18F7	IgG	标记	√	√
	配对2	MA-Ab29#	Mouse	4C6	IgG2a	包被	√	√
		MA-Ab16#	Mouse	7A11	IgM	包被	√	√
		MA-Ab21#	Mouse	8A11	IgG1	标记	√	√
		MA-Ab18#	Mouse	2B4	IgG1	标记	√	√

*疟疾系列原料已申请专利

10.2 登革热

类型	推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
E抗原	配对1	DN-I-AG2#	<i>E.coli</i>	--	--	标记	√
		DN-II-AG1#	<i>E.coli</i>	--	--	标记	√
		DN-III-AG1#	<i>E.coli</i>	--	--	标记	√
		抗人IgG-W1	Mouse	--	IgM	包被	√
		抗u-3#	Mouse	1F5	IgG1	包被	√
抗NS1 单抗	配对1	DN-REAB-G2-006	CHO	27A2	IgM	包被	√
		DN-REAB-G3-007	CHO	22A6	IgG1	包被	√
		DN-REAB-G4-008	CHO	23F10	IgM	包被	√
		DN-REAB-G5-009	CHO	24B11	IgG2a	标记	√
	配对2	DN-REAB-G4-008	CHO	23F10	IgM	包被	√
		NS1-McAb1#	Mouse	11 E2	IgG1	包被	√
		DN-REAB-G5-009	CHO	24B11	IgG2a	标记	√
		DN-REAB-G1-018	CHO			包被	√
	配对3	DN-REAB-G1-013	CHO	35C2	IgM	包被	√
		DN-REAB-G1-019	CHO	--	IgM	包被	√
		DN-REAB-G1-017	CHO	29D2	IgG1	标记	√
		DN-REAB-G1-015	CHO	25B5	IgG1	标记	√

*登革系列原料已申请专利


10.2 登革热

类型	推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台 胶体金
抗NS1 单抗	配对4	DN-REAB-G1-012	CHO	33C6	IgG1	标记	√
		NS1-McAb8#	CHO	23A4	IgG2a	标记	√
		NS1-McAb1#	Mouse	11 E2	IgG1	包被	√
		NS1-McAb7#	CHO	30H3	IgG1	包被	√
	配对5	NS1-McAb8#	CHO	23A4	IgG2a	标记	√
		NS1-McAb5#	CHO	32A1	IgG1	包被	√
		NS1-McAb6#	CHO	33G2	IgG1	包被	√
		NS1-McAb7#	CHO	34F3	IgG1	包被	√
	配对6	NS1-McAb8#	CHO	23A4	IgG2a	标记	√
		NS1-McAb1#	Mouse	11 E2	IgG1	包被	√
		NS1-McAb3#	Mouse	3D5	IgG1	包被	√
		NS1-McAb7#	CHO	30H3	IgG1	包被	√

*登革系列原料已申请专利

10.3 伤寒

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	阻断剂	适用平台 胶体金
配对1	STYP-45#	Mouse	17H6	IgG	标记	√	√
	STYP-12#	Mouse	15A4	IgM	包被	√	√



11.1 流感A

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	FLUA-REAB-G1-007	CHO	30C6	IgG2a	标记	√	√
	FLUA-REAB-G1-006	CHO	31B4	IgG1	包被	√	√
配对2	FLUA-REAB-G1-006	CHO	31B4	IgG1	标记	√	√
	FLUA-REAB-G1-007	CHO	30C6	IgG2a	包被	√	√
配对3	FLUA-REAB-G1-006	CHO	31B4	IgG1	标记	√	√
	FLUA-REAB-G1-008	CHO	30A5	IgG2a	包被	√	√
配对4	FLUA-REAB-G1-010	CHO	34D3	IgG1	标记	√	√
	FLUA-REAB-G1-009	CHO	35C1	IgM	包被	√	√
配对5	FLUA-REAB-G1-009	CHO	35C1	IgM	标记	√	√
	FLUA-REAB-G1-006	CHO	31B4	IgG1	包被	√	√
配对6	FLUA-REAB-G1-010	CHO	34D3	IgG1	标记	√	√
	FLUA-REAB-G1-011	CHO	36G1	IgM	包被	√	√
配对7	FluA-REAB-G1-012	CHO	27A5	IgG2a	标记	√	√
	FluA-REAB-G1-013	CHO	33C8	IgG2b	包被	√	√
配对8	FluA-REAB-G1-018	CHO	34C11	IgG2a	标记	√	√
	FluA-REAB-G1-019	CHO	23A9	IgG1	包被	√	√

*流感A系列原料已申请专利

11.2 流感B

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	FLUB-Ab1#	Mouse	2F3	IgM	包被	√	√
	FLUB-REAB-G2-006	CHO	30D4	IgG2a	标记	√	√
配对2	FLUB-Ab1#	Mouse	2F3	IgM	包被	√	√
	FLUB-REAB-G2-004	CHO	30E2	IgG2b	标记	√	√
配对3	FLUB-Ab1#	Mouse	2F3	IgM	标记	√	√
	FLUB-REAB-G2-006	CHO	30D4	IgG2a	包被	√	√
配对4	FluB-REAB-G2-009	CHO	21F3	IgG2a	标记	√	√
	FluB-REAB-G2-008	CHO	25D1	IgG1	包被	√	√
配对5	FluB-REAB-G2-012	CHO	25C4	IgM	标记	√	√
	FluB-REAB-G2-011	CHO	22A9	IgM	包被	√	√

*流感B系列原料、表位已申请专利

11.3 合胞病毒

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	RSV-Ab2#	Mouse	--	IgG2a	标记	√	√
	RSV-Ab9#	Mouse	--	IgG2b	包被	√	√
配对2	RSV-REAB-G1-005	CHO	30A5	IgM	标记	√	√
	RSV-REAB-G1-006	CHO	35B9	IgM	包被	√	√
配对3	RSV-REAB-G2-007	CHO	36F8	IgG2b	标记	√	√
	RSV-REAB-G2-008	CHO	33D12	IgG2a	包被	√	√

*合胞病毒系列原料、表位已申请专利

11.4 腺病毒

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	ADV-REAB-G1-001	CHO	35C4	IgG2a	标记	√	√
	ADV-REAB-G1-002	CHO	28F5	IgG1	包被	√	√
配对2	ADV-REAB-G1-004	CHO	33C11	IgM	标记	√	√
	ADV-REAB-G1-003	CHO	31G2	IgM	包被	√	√

*腺病毒系列原料、表位已申请专利

11.5 肺炎支原体(MP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	MP-REAB-G1-002	CHO	28B4	IgG1	标记	√	√
	MP-REAB-G1-001	CHO	33C5	IgG1	包被	√	√

*肺炎支原体系列原料、表位已申请专利

11.6 沙眼衣原体(CT)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	CT-REAB-G1-002	CHO	28C4	IgG2a	包被	√	√
	CT-REAB-G1-003	CHO	21H10	IgG2a	标记	√	√

*沙眼衣原体系列原料已申请专利

荧光层析

12.炎症

12.1 C反应蛋白 (CRP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	CRP-Ab6#	Mouse	4G4	IgG1	标记	√	√
	CRP-REAB-G1-012	CHO	31A5	IgG2A	包被	√	√
配对2	CRP-Ab8#	Mouse	4B2	IgG1	标记	√	√
	CRP-Ab7#	Mouse	4G8	IgG1	包被	√	√
配对3	CRP-Ab2#	Mouse	2C5	IgG1	标记	√	√
	CRP-Ab6#	Mouse	4G4	IgG1	包被	√	√
其他抗体	CRP-Ab9#	Mouse	4F7	IgG1	标记	√	√
	CRP-REAB-G1-010	CHO	22F3	IgG1	标记	√	√
	CRP-REAB-G1-007	CHO	25A2	IgG1	包被	√	√
	CRP-REAB-G1-009	CHO	32D6	IgG1	标记	√	√
	CRP-REAB-G1-008	CHO	30G5	IgG1	包被	√	√
	CRP-REAB-G1-013	CHO	27D1	IgG1	包被	√	√
配套抗原	CRP-Ag1	重组蛋白	--	--	质控品	√	√

*CRP系列原料、配套试剂已申请专利

12.2 降钙素原 (PCT)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	PCT-Ab7#	Mouse	11B11	IgG1	标记	√	√
	PCT-Ab4#	Mouse	10F5	IgG1	包被	√	√
配对2	PCT-REAB-G1-010	CHO	25C5	IgG1	标记	√	√
	PCT-REAB-G1-027	CHO	37C12	IgG2B	包被	√	√
配对3	PCT-REAB-G1-015	CHO	33D3	IgG1	标记	√	√
	PCT-REAB-G1-016	CHO	21F11	IgG2a	包被	√	√
其他抗体	PCT-REAB-G1-031	CHO	35F3	IgG1	标记/包被	√	√
	PCT-Ab5#	Mouse	19C9	IgG1	标记	√	√
	PCT-Ab3#	Mouse	6C7	IgG1	标记	√	√
	PCT-Ab1#	Mouse	1C1	IgG1	包被	√	√
	PCT-REAB-G1-012	CHO	27A6	IgG1	标记	√	√
	PCT-REAB-G1-014	CHO	22C10	IgG2a	包被	√	√
配套抗原	PCT- Ag1	<i>E.coli</i>	--	--	质控品	√	√

*PCT系列原料、检测方法已申请专利

12.3 白介素6 (IL-6)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	IL6-REAB-F1-016	CHO	34A1	IgG1	标记	√	√
	IL6-REAB-F1-011	CHO	28A11	IgG1	包被	√	√
配对2	IL6-REAB-F1-013	CHO	31A3	IgG1	标记	√	√
	IL6-REAB-F1-009	CHO	27C12	IgG1	包被	√	√
配对3	IL6-MAB-F1-001	Mouse	16F5	IgG	标记	√	√
	IL6-MAB-F1-002	Mouse	5A10	IgG	包被	√	√
配套抗原	IL6-SC-F1-001	E.coli	--	--	质控品	√	√

12.4 人血清淀粉样蛋白A (SAA)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	SAA-REAB-C1-006	CHO	31H10	IgG1	标记	√	√
	SAA-REAB-C1-005	CHO	28F6	IgM	包被	√	√
配对2	SAA-REAB-C1-004	CHO	28A7	IgG1	标记	√	√
	SAA-REAB-C1-003	CHO	31C9	IgG1	包被	√	√

*SAA系列原料、检测方法已申请专利



荧光层析

13.毒品检测

13.1 二甲二氧基苯丙胺 (MDMA)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	MDMA-REAB-G1-003	CHO	26G5	IgG2B	包被/标记	√	√
	MDMA-AG-G1-003	--	--	--	包被/标记	√	√

*MDMA系列原料已申请专利

13.2 苯环己哌啶 (PCP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	PCP-REAB-G1-002	CHO	26A8	IgG1	包被/标记	√	√
	PCP-BSA	--	--	--	包被/标记	√	√

*PCP系列原料已申请专利

13.3 巴比妥 (BAR)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	BAR-REAB-G1-001	CHO	25B11	IgG1	包被/标记	√	√
	BAR-AG-G1-003	--	--	--	包被/标记	√	√

*BAR系列原料已申请专利

13.4 酒精代谢 (ETG)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	ETG-REAB-G1-001	CHO	22F6	IgG	包被/标记	√	√
	ETG-AG-G1-001	--	--	--	包被/标记	√	√

*ETG系列原料已申请专利

13.5 安非他明 (AMP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	AMP-REAB-G1-002	CHO	33F7	IgG2a	包被/标记	√	√
	AMP-AG-G1-002	--	--	--	包被/标记	√	√
NEW 配对2	AMP-REAB-G1-003	CHO	31H1	IgG2a	包被/标记	√	√
	AMP-AG-G1-002	--	--	--	包被/标记	√	√

13.6 可卡因 (COC)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	COC-REAB-G1-008	CHO	22B8	IgG1	包被/标记	√	√
	COC-AG-G1-009	--	--	--	包被/标记	√	√

13.7 美沙酮 (MTD)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	MTD-REAB-G1-001	CHO	30F2	IgG1	包被/标记	√	√
	MTD-AG-G1-001	--	--	--	包被/标记	√	√

13.8 甲基苯丙胺 (MET)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	MET-REAB-G1-005	CHO	22B8	IgG2a	包被/标记	√	√
	MET-AG-G1-001	--	--	--	包被/标记	√	√

13.9 苯二氮卓 (BZO)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	BZO-REAB-G1-005	CHO	25C12	IgG1	包被/标记	√	√
	BZO-AG-G1-001	--	--	--	包被/标记	√	√

13.10 丁丙诺啡 (BUP)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
NEW 配对1	BUP-AG-G1-002	CHO	33B8	IgG1	包被/标记	√	√
	BUP-AG-G1-001	--	--	--	包被/标记	√	√



荧光层析

14.消化道

14.1 幽门螺杆菌抗体检测

推荐配对	货号	来源	表位	推荐用途	适用平台	
					胶体金	
配对1	HP-Ag8	<i>E.coli</i>	CagA	标记	√	
	HP-Ag9	<i>E.coli</i>	CagA	包被	√	
	T2蛋白	--	--	标记	√	
配对2	HP-Ag10	<i>E.coli</i>	GroEL	自身包被/自身标记	√	
配对3	HP-Ag11	<i>E.coli</i>	CagA+GroEL	自身包被/自身标记	√	
其他抗原	HP-Ag1	<i>E.coli</i>	UreA	包被	√	
	HP-Ag6	<i>E.coli</i>	VacA	包被	√	


14.2 幽门螺杆菌抗原检测 (HP)

推荐配对	货号	来源	表位	推荐用途	推荐用途	适用平台	
						胶体金	
NEW 配对1	HP-REAB-G1-005	CHO	IgG	22F11	标记	√	
	HP-REAB-G1-015	CHO	IgG1	25B7	包被	√	
NEW 配对2	HP-REAB-G1-007	CHO	IgG	27A3	标记	√	
	HP-REAB-G1-005	CHO	IgG	22F11	包被	√	
配对3	HP-McAb1#	Mouse	IgG1	5G5	标记/包被	√	
	HP-McAb2#	Mouse	IgG1	7F6	标记/包被	√	

14.3 便隐血 (FOB)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	
配对1	FOB-C05	CHO	28G7	IgG1	包被	√	
	FOB-L05	CHO	22A8	IgG1	标记	√	
配对2	FOB-L05	CHO	22A8	IgG1	标记	√	
	FOB-REAB-G1-010	CHO	30F10	IgG1	包被	√	
其他抗体	FOB-C04	Mouse	19E7	IgG1	包被	√	
	FOB-L04	Mouse	20F6	IgG1	标记	√	

*FOB系列原料、检测方法已申请专利



荧光层析

15.激素

15.1 抗缪勒氏管激素 (AMH)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	AMH-REAB-E1-007	CHO	22F10	IgG2b	包被/标记	√	√
	AMH-REAB-E1-008	CHO	26A1	IgG1	包被/标记	√	√
配对2	AMH-REAB-E1-11	CHO	25H4	IgG2b	标记	√	√
	AMH-REAB-E1-12	CHO	35A9	IgG1	包被	√	√
其他抗体	AMH-McAb1#	Mouse	3C12	IgG1	包被	√	√
	AMH-McAb13#	Mouse	7F9	IgG1	标记	√	√
	AMH-McAb6#	Mouse	10A3	IgG1	包被	√	√
	AMH-McAb8#	Mouse	5E10	IgG1	包被	√	√
	AMH-McAb14#	Mouse	7E6	IgG1	包被	√	√

*AMH系列原料已申请专利

15.2 抑制素B (INH-B)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	INHB-McAb1#	Mouse	8F8	IgG1	包被	√	√
	INHB-McAb2#	Mouse	9A6	IgG1	标记	√	√




荧光层析

16.食品安全

16.1 盐酸克伦特罗 (CBL)

货号	来源	推荐用途	适用平台
			胶体金
CBL-13#	Mouse	标记	√
CBL-14#	Mouse	标记	√
CBL-6	Mouse	标记	√




荧光层析

17.糖尿病

17.1 糖化血红蛋白 (HbA1c)

推荐配对	货号	来源	克隆号	亚型	推荐用途	适用平台	
						胶体金	免疫荧光
配对1	HBA1C-REAB-F1-001	CHO	33C9	IgG1	包被	√	√
	HBA1C-REAB-F1-002	CHO	35F6	IgG1	标记	√	√

*HbA1c系列原料已申请专利



荧光层析

18.通用产品

18.1 阻断剂

货号	来源	推荐用途	适用平台	
			胶体金	免疫荧光
 HIER-R-040	Mouse	样品垫处理	√	√
 HIER-R-009	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-R-014	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-R-001	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-M-005	Mouse	样品垫处理	√	√
 HIER-R-010	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-R-012	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-R-013	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-R-015	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-R-016	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-R-022	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-M-004	Mouse	样品垫处理	√	√
HIER-M-009	Mouse	样品垫处理	√	√

*阻断剂系列产品、配套工艺已申请专利

18.2 二抗

类型	货号	来源	亚型	推荐用途	适用平台	
					胶体金	免疫荧光
鼠抗人IgG	抗人IgG-8#	Mouse	IgM	包被/标记	√	√
	抗人IgG-4#	Mouse	IgM	包被/标记	√	--
鼠抗人IgM	抗μ-3#	Mouse	IgG1	包被/标记	√	√
	抗μ-6#	Mouse	IgG1	包被/标记	√	√
羊抗鼠IgG	羊抗鼠IgG	Goat	IgG	包被	√	√

18.3 独立C线

货号	来源	亚型	推荐用途	适用平台	
				胶体金	免疫荧光
DNP-REAB-F1-001	CHO	IgG1	包被	√	√
DNP-AG-G1-002	--	--	标记	√	√
鸡IgY-2#	Chicken	IgY	标记	√	√
山羊抗鸡IgY-2#	Goat	IgG	包被	√	√
鸡IgY-3#	Chicken	IgY	标记	√	√
羊抗鸡IgY-3#	Goat	IgG	包被	√	√





分子诊断

荧光定量PCR


高通量测序

恒温扩增



该平台利用核酸与相应的核酸杂交原理,使用特制的核酸作为探针,有效的检测出体细胞或核酸中的特异序列,建有荧光定量PCR、二代测序等检测平台,可为客户提供qPCR原料、高通量测序建库试剂、恒温扩增等产品,并对产品进行冻干工艺开发,在底物专一性、热稳定性、酸碱耐受范围以及比活性等性能上表现优良、稳定,符合不同场景下的分子生物学研发、生产等需要,帮助客户快速、便捷地实现试剂的产业化。

注:所有的分子诊断原酶均有无甘油版本,可用于冻干。



分子诊断

1.qPCR平台

1.1 DNA聚合酶

货号	产品名称	浓度	热激条件	外切酶活性	防污染体系搭配	直接扩增	ARMS	SNP	荧光定量 RT-PCR	额外添加 AT载体连接	推荐项目
MD001	Taq DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 2.5 min	5' →3'	√	--	--	--	√	√	定性PCR、定量PCR
MD006	Anstart Taq DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 2.5 min	5' →3'	√	--	√	√	√	√	定性PCR、定量PCR
MD026	Hotstart HiTaq DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 10 min	5' →3'	√	--	√	√	√	√	定量PCR、定性PCR、定量多重PCR
 MD126	Hotstart HiTaq II DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 10 min	5' →3'	√	--	--	--	√	√	定量PCR、定性PCR、长片段PCR、多重PCR/超多重PCR
MD003	Hotstart Taq DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 10 min	5' →3'	√	--	√	√	√	√	定量PCR、定性PCR、反向斑点杂(HPV)、用药指导、遗传检测
MD099	AK Taq DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 2.5 min	5' →3'	√	√	--	--	√	√	直接扩增、快速PCR、微流控
 MDAD006	AK Taq DNA Polymerase V2	5 U/μL	95 °C, 2.5 min	5' →3'	√	√	--	--	√	√	直接扩增、快速PCR、微流控
 MDAD018	AK Taq DNA Polymerase V3	5 U/μL	95 °C, 2.5 min	5' →3'	√	√	√	√	√	√	抗干扰、SNP分型
 MDAD010	AvanTaq Pro DNA polymerase	5 U/μL	95 °C, 1~2 min	5' →3'	√	--	--	--	--	√	定量PCR、定性PCR、快速PCR、长片段PCR、多重PCR
MDAD068	Epitech HS Taq DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 10min	5' →3'	√	--	√	√	√	√	适用于Bisulfite处理后的 DNA 样本扩增
MDAD069	Epitech Taq DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 2.5 min	5' →3'	√	√	--	--	√	√	
MD012	Tth DNA Polymerase	5 U/μL	95 °C, 2.5 min	5' →3'	在 Mn2+存在的情况下,既能以DNA,也能以 RNA 为模板发生聚合反应						

1.2 PCR mix

货号	产品名称	特点
MD001M	2×Taq PCR Master Mix	适用方便快捷
MD008G	2×SYBR Green Anstart PCR Mix	Syber Green 染料法DNA预混液
MD008A	2×Anstart PCR Master Mix	使用方便快捷, 扩增效率高
MD009A	Anstart Master PCR Mix(25×)	含UDG酶防污染效果好
MD009H-BJ	Hotstart HiTaq Master PCR Mix	含UDG酶防污染效果好
MDAD001	2×Hotstart HiTaq Master PCR Mix-1	含UDG酶防污染效果好(非洲猪瘟)
MDAD005-1-U	2×Hotstart HiTaq Master PCR Mix for MMCA	扩增效率高, 用于多重熔解曲线
NEW MD0E28	2×Hotstart HiTaq II Master Mix with UDG	高灵敏度, 可用于快速
NEW MD0E24-4	AK Taq Enzymes Mix with UDG预混液	高灵敏度, 可用于快速
NEW MDAD021-002-P	2×AK Taq Allelic Discrimination PCR Mix	扩增效率高, 用于SNP分型项目
MDAD005-5-U	2×Avantaq Pro Master PCR Mix for MMCA	扩增效率高, 用于多重熔解曲线
MDAD070	2×EpiTech HS Taq Master Mix	适用于甲基化项目

1.3 逆转录酶

货号	产品名称	浓度	逆转录反应温度	逆转录时间	RNase-H活性	末端转移酶活性	荧光定量RT-PCR	cDNA Synthesis	推荐项目
MD028	Super M-MuLV Reverse Transcriptase	200 U/μL	37°C-50°C	2-15 min	--	--	√	√	RNA病毒定量、cDNA合成、RNA测序
MD301	MuScript I Reverse Transcriptase	200 U/μL	37°C-60°C	<15 min	√	√	√	√	SMART RACE、cDNA合成、RNA测序
MD311	MuScript II Reverse Transcriptase	200 U/μL	37°C-60°C	<15 min	--	√	√	√	RNA病毒高灵敏度检测、SMART RACE、cDNA合成、RNA测序
NEW MDAR013	HS Script III Rtase	200 U/μL	37°C-55°C	2-15 min	--	--	√	√	RNA病毒定量、cDNA合成、RNA测序

1.4 逆转录PCR Mix

货号	产品名称	特点
MD012M	Tth One-Step RT-PCR Mix	Tth 单酶体系:快速, 方便, 高效
MD013G	SYBR Anstart One step RT-PCR Mix	染料法, 一步法预混液
MD013	Anstart One-Step RT-PCR Mix	快速, 方便, 高效
MD013P-M	Anstart One-Step RT-PCR Mix (Heat-labile UDG)	防污染效果好
MD027	Hotstart HiTaq One-Step RT-PCR Mix	稳定性好, 灵敏度高
MD027P-M	Hotstart HiTaq One-step RT-PCR Mix (Heat-labile UDG)	防污染效果好
NEW MDAR015	Hotstart HiTaq HS III One-step RT-PCR Mix	特异性高, 灵敏度高, 适配多重扩增体系
MD103M	AK Taq One-Step RT-PCR Mix	快速一步法预混液
NEW MD103P-M	AK Taq One-Step RT-PCR Mix (Heat-labile UDG)	快速一步法预混液, 带 UDG 防污染系统

1.5 PCR 辅料

货号	产品名称	特点
MDE-EC5	赋形剂	冻干用赋形剂
MDE-EC7	赋形剂	冻干用赋形剂
MD017	dATP	纯度高
MD018	dCTP	纯度高
MD019	dGTP	纯度高
MD020	dTTP	纯度高
MD021	dUTP	纯度高
MD016	dNTP Mix	纯度高
MD015	RNA酶抑制剂	避免RNA降解, 比活高, 稳定性好
MD010	Taq抗体	纯度高, 强抑制酶活
MD014	UDG酶	95°C灭活, 预防非特异性PCR扩增和污染
NEW MD025-P1	蛋白酶K(固体)	纯度高, 稳定性好
NEW MD025-L1	蛋白酶K(液体)	纯度高, 稳定性好
MDAD019	DNase I	N/A
MDAD601	DNase I High-concentration	N/A
MD056	RNase H	N/A




分子诊断

2.恒温扩增

2 恒温扩增

货号	产品名称	特点
MD030-1	Bstxw DNA Polymerase	活性极佳, 耐高盐
MD301-H	Mutiscript I Reverse Transcriptase	用于恒温扩增逆转录



分子诊断

3.高通量测序

3.1 DNA建库试剂盒

货号	产品名称	特点
NK001	Fapon Tnp Library Prep Kit for Illumina	Illumina 平台转座建库
NEW NK012	Fapon Onestep Library Prep Kit for Illumina	Illumina 平台一步法建库
NK007	Fapon Two-Step Library Prep Kit for Illumina	Illumina 平台两步法建库
NK008	Fapon Two-Step Library Prep Kit for Illumina (PCR-Free)	Illumina 平台两步法, PCR-Free 建库
NK014	Fapon Two-Step Library Prep Kit for Ion Torrent	Ion Torrent 平台两步法建库
NK015	Fapon Two-Step Library Prep Kit for MGI	MGI 平台两步法建库
NEW NK023	Fapon Single Cell genome-Ampli Kit (DOP)	全基因组 WGA 扩增试剂

3.2 RNA建库试剂盒

货号	产品名称	特点
NK203	Fapon Stranded Specific RNA-seq Library Prep Kit V2 for Illumina	RNA 链特异性文库构建
NM022	Fapon cDNA Synthesis Kit	cDNA 合成模块

3.3 建库模块

Illumina平台建库模块

货号	产品名称	特点
NM002	Fapon Fragmentation Prep Kit	酶切打断
NM005	Fapon End Repair Kit for Illumina	末端修复
NM006	Fapon Adapter Ligation Kit for Illumina	接头连接
 NM007	HiFi Seq DNA Amplification Kit	高保真扩增
 NK401	Fapon Multiple Amplification System	多重靶向扩增; tNGS

3.4 DNA建库原料

货号	产品名称	特点
NE001	T4 DNA Polymerase	末端修复
NE002	Klenow Fragment	
NE003	T4 Polynucleotide Kinase	
NE004	Klenow (3'→5'exo-)	加A尾
NE007	Fast T4 DNA Ligase	接头连接
MD063	HiFi Seq Hotstart DNA polymerase	PCR富集
NK011	Fapon DNAPure Beads	DNA富集磁珠
NK200	Fapon mRNA Isolation Beads (oligo dT)	mRNA PolyA 富集磁珠

分子诊断

4. 冻干系列

4.1 可冻干产品


分类	货号	产品名称	特点
DNA聚合酶	NEW MDAD006-HF	AK Taq DNA Polymerase V2 High-concentration (Glycerol-free)	25 U/μL
	MD099F	AK Taq DNA Polymerase (Glycerol-free)	5 U/μL
	NEW MDAD010-F	AvanTaq Pro DNA polymerase(Glycerol-free)	10 U/μL
	MD006-F	Anstart Taq DNA Polymerase (无甘油)	5 U/μL
	MD026-F	Hotstart HiTaq DNA Polymerase(无甘油)	5 U/μL
	MD002-F	Taq DNA Polymerase (无甘油)	5 U/μL
	NEW MDAD044	Hotstart HiTaq II DNA Polymerase(Glycerol free)	10 U/μL
逆转录酶	MD028-H	Super M-MuLV Reverse Transcriptase (H)	--
	NEW MDAR013-10	HS Script III RTase	2000 U/μL
	--	MutiScript II MMLV Reverse Transcriptase	--
辅料	MD029-F	Heat-labile Uracil-DNA Glycosylase (无甘油)	1 U/μL
	MD014-F	Uracil-DNA Glycosylase (无甘油)	2 U/μL
	MD015-F	RNase Inhibitor(无甘油)	40 U/μL
	MDM001-100	Solution I (100×)	100*
	MDE-EC7	Excipient	2*
	MD016	dNTP Mix(A:C:G:T=1:1:1:1)	25 mM
	MD016N	dN(U)TP Mix(A:C:G:T:U=1:1:1:1:1)	20 mM

4.2 DNA 可冻干预混液/冻干成品

货号	产品名称	特点
MDAD017	Hotstart HiTaq DNA Mix-F(Glycerol-free)	可冻干预混液
 MDE012-1	Hostart HiTaq II PCR Mix with UDG(无甘油,可冻干)	可冻干预混液
MDE012-2-T	Hotstart HiTaq II Master Mix with UDG	八连管冻干成品
 MDE012-2-B		冻干珠成品
MDE012-2-L		西林瓶冻干成品
 MDE024-1	AK Taq Enzymes Mix(Glycerol-free)	AK 常规可冻干预混液 (应用于快速 PCR)
MDE019-4-T	AK Taq Master Mix with UDG(plus)	八连管冻干成品
 MDE019-4-L		西林瓶冻干成品:25人份/瓶
 MDE024-4	AK Taq Enzymes Mix with UDG预混液	AK 常规可冻干预混液 - 含 UDG (应用于抗干扰)
MDE019-5-T	AK Taq Master Mix with UDG	八连管冻干成品
 MDE019-5-L		西林瓶冻干成品:25人份/瓶
 MDE019	AK Taq Enzyme Mix(无甘油)	AK 甲基化可冻干 DNA 预混液
MDE019-T	AK Taq Master Mix	八连管冻干成品:32Test/包
 MDE019-B		冻干珠成品:32Test/包

4.3 RNA 可冻干预混液/冻干成品

货号	产品名称	特点
MDE026	Hotstart HiTaq One-Step Enzyme Mix with UDG(Glycerol-free)	HiTaq 系列 RNA一步法可冻干预混液
MDE013-7	AK Taq One-Step Enzyme Mix(Plus)	AK 系列 RNA 一步法可冻干预混液
 MDE018-3	Avan Taq Pro One-Step Enzyme Mix with UDG (Glycerol-free)	Avan Taq Pro RNA 一步法可冻干预混液 - 含有UDG
 MDE018-2-T	Avan Taq Pro One-Step Master Mix with UDG	八联管冻干成品
 MDE013-6	AK Taq One-Step Enzymes Mix With UDG(Plus)	AK 系列 RNA 一步法可冻干预混液 - 含有UDG
MDE013-2-T	AK Taq Master Mix with UDG(plus)	八连管冻干成品
 MDE013-2-B		冻干珠成品
MDE013-2-L		西林瓶冻干成品:25人份/瓶




免疫比浊

免疫比浊

乳胶增强免疫比浊



该平台有酶反应参与或抗原抗体反应参与，主要用于测定酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类等生物化学指标、机体功能指标或蛋白的诊断方法，建有普通免疫比浊、胶乳增强比浊等检测平台，产品包括抗体原料、校准品、质控品等，在特异性、稳定性、效价等产品性能上表现出色，覆盖糖代谢、肾功能、血脂、风湿、生化酶等疾病检测领域。



免疫比浊

1.风湿

1.1 ASO

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗原	AG-SLO-E-HP	SLO蛋白	Streptolysin O Antigen	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
抗体	CAL-ASO-HL1	ASO校准原料	ASO Positive Serum Calibrator,High Level	免疫比浊	mL	校准品和质控品
	CAL-ASO-HL02	ASO校准原料	ASO Positive Serum Calibrator,Ultra High Level	免疫比浊	mL	超高值校准品和质控品

1.1 RF

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗原	AG-HAAG-HP	RF抗原	RF Antigen	--	mg	R2试剂
抗体	CAL-RF-HL5	RF校准原料	Rheumatoid Factor Positive Serum Calibrator, High Level,recombination	免疫比浊	mL	校准品和质控品, 重组
	CAL-RF-HL	RF校准原料	Rheumatoid Factor Positive Serum Calibrator,High Level	免疫比浊	mL	校准品和质控品, 天然

1.3 CCP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗原	AG-CCP-HP02	环瓜氨酸肽	Cyclic citrullinated peptide Antigen	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
抗体	CAL-CCP-HL02	CCP校准原料	CCP Calibrator,High Level	免疫比浊	mL	校准品和质控品

1.4 CRP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-CRP-AP	CRP兔多抗	Rabbit Anti Human C-Reactive Protein,Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
抗原	CAL-CRP-HL1	CRP校准原料	CRP Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

*风湿系列RF、CCP、CRP原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

免疫比浊

2. 肾功能

2.1 CysC

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-CYSC-AP	CysC兔多抗	Rabbit Anti Human Cystatin C, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	PABG-CYSC-IGG	CysC羊多抗	Goat Anti Human Cystatin C, γ Fraction	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-CYSC-HL	CysC校准原料	CysC Calibrator, High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

2.2 β 2M

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR- β 2M-AP	β 2M兔多抗	Rabbit Anti Human β -2-Microglobulin, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL- β 2M-HL	β 2M校准原料	β 2-M Calibrator, High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

2.3 RBP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABG-RBP-AP	RBP羊多抗	Goat Anti Human Retinal Binding Protein, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	PABR-RBP-AP	RBP兔多抗	Rabbit Anti Human Retinal Binding Protein, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-RBP-HL	RBP校准原料	RBP Calibrator, High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

2.4 mALB

货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
PABG-ALB-SER1	ALB羊血清	Goat Anti Human Albumin, Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
PABG-ALB-IGG	ALB羊多抗	Goat Anti Human Albumin, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
CAL-ALB-HL	ALB校准原料	ALB Calibrator, High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品


2.5 A1M

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-A1M-AP	兔抗人A1M多抗	Rabbit Anti Human α-1-Microglobulin, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-A1M-HL2	A1M校准原料	α1 M Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

2.6 NGAL

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-NGAL-AP	NGAL兔多抗	Rabbit Anti Human NGAL, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-NGAL-HL	NGAL校准原料	NGAL Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

*肾功能系列CYC、β2M、RBP、NGAL原料、配套工艺已申请专利



免疫比浊

3.免疫球蛋白及补体抗体

3.1 IgA

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-IGA-SER	IgA羊血清	Goat Anti Human IgA (α Chain Specific),Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
抗原	CAL-IGA-HL	IgA校准原料	IgA Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

3.2 IgM

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-IGM-SER5	IgM羊血清	Goat Anti Human IgM (μ Chain Specific), Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
抗原	CAL-IGM-HL	IgM校准原料	IgM Calibrator, High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

3.3 IgG

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-IGG-SER1	羊抗人IGG羊血清	Goat Anti Human IgG (Fc Specific), Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
抗原	CAL-IGG-HL	IgG校准原料	IgG Calibrator, High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

3.4 补体C3/C4

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-C3-SER	C3羊血清	Goat Anti Human C3, Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
抗血清	PABG-C4-SER	C4羊血清	Goat Anti Human C4, Serum	免疫比浊	mL	R2试剂

3.5 复合校准质控原料

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
混合抗原	CAL-M-HL	Ig/补体复合校准原料	IgA/IgG/IgM/C3/C4/TRF Calibrator	免疫比浊	mL	IgA/M/G、C3/C4/TRF复合质控品
混合抗原	CAL-M-HL1	高值Ig/补体复合校准原料	IgA/IgG/IgM/C3/C4/TRF Calibrator, High Level	免疫比浊	mL	IgA/M/G、C3/C4/TRF复合校准品


3.6 IgE

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗	MABM-IGE-IGG	鼠抗人IgE单抗	Monoclonal Mouse IgE, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂

3.7 轻链Kappa/Lambda

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABG-KAPPA-IGG	Kappa轻链羊多抗	Goat Anti Human Kappa (Free & Bound), γ Fraction	免疫比浊	mL	R2试剂
多抗	PABG-LAMBDA-IGG	Lambda轻链羊多抗	Goat Anti Human Lambda (Free & Bound), γ Fraction	免疫比浊	mL	R2试剂

*免疫球蛋白及补体抗体系列IgE原料、配套试剂、配套工艺已申请专利



免疫比浊

4.载脂蛋白

4.1 ApoA1

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-APOAI-SER2	ApoAI羊血清	Goat Anti Human Apolipoprotein AI, Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
重组抗原	CAL-APOAI-HL1	Apo AI校准原料	Apo AI Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

4.2 ApoB

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-APOB-SER2	ApoB羊血清	Goat Anti Human Apolipoprotein B,Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
重组抗原	CAL-APOB-HL	ApoB校准原料	Apo B Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

4.3 Lp(a)

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABG-LPA-AP	Lp(a)羊多抗	Goat Anti Human Apolipoprotein (a), Affinity Purified Antibody	胶乳增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-LPA-HL1	Lp(a)校准原料(重组)	Lp(a) Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

4.4 ApoE

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-APOE-SER	羊抗人APOE血清	Goat Anti Human Apolipoprotein E,Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
重组抗原	CAL-APOE-HL	ApoE校准原料	Apo E Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

免疫比油

5.炎症

5.1 CRP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗&抗血清	PABR-CRP-AP	CRP兔多抗	Rabbit Anti Human C-Reactive Protein,Affinity Purified Antibody	免疫比油/乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
	PABG-CRP-SER	CRP羊血清	Goat Anti-human C-Reactive Protein Serum	免疫比油	mL	R2试剂
	PABG-CRP-AP	CRP羊多抗	Goat Anti Human C-Reactive Protein,Affinity Purified Antibody	免疫比油/乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
单抗配对	MABM-CRP-003	鼠抗人CRP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human CRP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
	MABM-CRP-004	鼠抗人CRP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human CRP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
抗原	CAL-CRP-HL1	CRP校准原料	CRP Calibrator,High Level	--	mL	校准品和质控品

5.2 SAA

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-SAA-AP	SAA兔多抗	Rabbit Anti Human SAA, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
单抗配对	MABM-SAA-IGG3	鼠抗人SAA单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human SAA,Affinity Purified	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
	MABM-SAA-IGG4	鼠抗人SAA单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human SAA,Affinity Purified	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-SAA-HL	SAA校准原料	SAA Calibrator,High Level	--	mg	校准品和质控品

5.3 PCT

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	PCT-REAB-G1-028	PCT抗体	Monoclonal Mouse Anti-Human PCT,Affinity Purified	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
	PCT-Ab7#	PCT-Ab7#单克隆抗体	Monoclonal Mouse Anti-Human PCT,Affinity Purified	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
	PCT-Ab4#	PCT-Ab4#单克隆抗体	Monoclonal Mouse Anti-Human PCT,Affinity Purified	乳胶增强免疫比油	mg	R2试剂
重组抗原	PCT-Ag1	PCT抗原	PCT Calibrator,High Level	--	mg	校准品和质控品

5.4 AAT/HPT

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-AAT-SER	AAT羊血清	Goat Anti Human α 1 Antitrypsin,Serum	免疫比油	mL	R2试剂
	PABG-HPT-SER	HPT羊血清	Goat Anti Human Haptoglobin,Serum	免疫比油	mL	R2试剂

*炎症系列SAA、CRP原料、配套试剂、配套工艺已申请专利




免疫比浊

6.营养

6. 营养

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-PA-SER	PA羊血清	Goat Anti Human Pre-Albumin,Serum	免疫比浊	mL	R2试剂
抗原	CAL-PA-HL	PA校准原料	PA Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品



免疫比浊

7.糖尿病

7.1 HbA1c

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗	MAB-HBA1C-1004B	糖化血红蛋白HbA1c抗体	Monoclonal Mouse Anti-Human HbA1c, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂

7.2 ADPN

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗	MABM-ADPN-003	鼠抗人ADPN单抗	Monoclonal Mouse Adiponectin,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-ADPN-HL	ADPN校准原料	Adiponectin Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

*糖尿病系列HbA1c、ADPN原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

免疫比浊

8. 心肌

8.1 CK-MB

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MAB-CKMB-10	CKMB鼠单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human CKMB,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MAB-CKMB-11	CKMB鼠单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human CKMB,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-CKMB-HL	CK-MB校准原料	CKMB Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

8.2 cTnI

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	PABG-cTnI-AP004	cTnI羊多抗	Goat Anti Human Troponin I,Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-CTNI-001	cTnI单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human cTnI,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-CTNI-002	cTnI单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human cTnI,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R3试剂
	MABM-CTNI-003	cTnI单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human cTnI,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R4试剂
重组抗原	CAL-CTNI-HL	cTnI校准原料	cTnI Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

8.3 MYO

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-MYO-AP	MYO兔多抗	Goat Anti Human Myoglobin,Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-MYO-HL	MYO校准原料	MYO Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

*心肌标志物系列CKMB、CTNI、MYO原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

8.4 HFABP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-HFABP-001	H-FABP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human H-FABP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-HFABP-002	H-FABP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human H-FABP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂

8.5 LP-PLA2

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-LPPLA2-IGG01	鼠抗人Lp-PLA2单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human Lp-PLA2,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-LPPLA2-IGG02	鼠抗人Lp-PLA2单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human Lp-PLA2,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
单抗	MABM-LPPLA2-IGG03	鼠抗人Lp-PLA2单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human Lp-PLA2,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂

8.6 NT-proBNP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-NTPROBNP-001	NT-proBNP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human NT-proBNP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-NTPROBNP-002	NT-proBNP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human NT-proBNP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
单抗配对	MABM-NTPROBNP-005	NT-proBNP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human NT-proBNP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-NTPROBNP-006	NT-proBNP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human NT-proBNP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂

8.7 ST2

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-ST2-001	ST2单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human ST2,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-ST2-002	ST2单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human ST2,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂



9.1 AFP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-AFP-IGG01	鼠抗人AFP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Alpha-fetoprotein, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-AFP-IGG03	鼠抗人AFP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Alpha-fetoprotein, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	AFP-Ag1	AFP校准原料	AFP Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

9.2 CEA

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-CEA-100	鼠抗人CEA单抗	Monoclonal Mouse Anti-Carcino Embryonic Antigen,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-CEA-110	鼠抗人CEA单抗	Monoclonal Mouse Anti-Carcino Embryonic Antigen,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-CEA-HL01	CEA校准原料	CEA Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

9.3 PGI

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-PGI-11	鼠抗人PG I单抗	Monoclonal Mouse Anti-Pepsinogen I, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-PGI-12	鼠抗人PG I单抗	Monoclonal Mouse Anti-Pepsinogen I, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂

9.4 PGII

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-PGII-IGG01	鼠抗人PGII单抗	Monoclonal Mouse Anti-Pepsinogen II, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-PGII-IGG02	鼠抗人PGII单抗	Monoclonal Mouse Anti-Pepsinogen II, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂


*肿瘤系列 PGI、PGII原料、配套试剂、配套工艺已申请专利

9.5 FER

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-FER-IGG	FER兔多抗	Rabbit Anti Human Ferritin Protein, Affinity Purified Antibody	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-FER-HL1	Fer校准原料	Ferritin Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

9.6 FIT

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-FOB-IGG01	鼠抗人血红蛋白单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human FOB,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-FOB-IGG02	鼠抗人血红蛋白单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human FOB,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂



免疫比浊


10.贫血

10.1 FER

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABR-FER-IGG	FER兔多抗	Rabbit Anti Human Ferritin Protein, Affinity Purified Antibody	免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-FER-HL1	Fer校准原料	Ferritin Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

10.2 TRF

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
多抗	PABG-TRF-SER	TRF羊血清	Goat Anti Human Transferrin,Serum	免疫比浊	mL	R2试剂



免疫比浊

11.凝血

11.1 DD


类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗	MABM-DD-35/72	D-Dmier单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human D-dimer, Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
重组抗原	CAL-DD-HL1	D-Dimer校准原料	D-Dimer Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

11.2 FDP

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
单抗配对	MABM-FDP-001	鼠抗人FDP单抗	Monoclonal Mouse Anti-Human FDP,Affinity Purified	乳胶增强免疫比浊	mg	R2试剂
	MABM-DD-003	鼠抗人FDP单抗				
重组抗原	CAL-DD-HL1	FDP校准原料	FDP Calibrator,High Level	免疫比浊	mg	校准品和质控品

11.3 ATIII

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
抗血清	PABG-ATIII-SER	ATIII羊血清	Goat Anti Human Antithrombin III,Serum	免疫比浊	mL	R2试剂



免疫比浊12.阻断剂

12 阻断剂

类型	货号	中文名称	英文名称	适用平台	单位	用途
主动+被动	HIER-E-010	阻断剂010	Heterophilic Immunoglobulin Elimination Reagent	免疫比浊	mL	鼠抗类项目
主动+被动	HIER-E-014	阻断剂014	Heterophilic Immunoglobulin Elimination Reagent	免疫比浊	mL	羊抗类, 主要阻断IgM型RF
主动+被动	HIER-E-015	阻断剂015	Heterophilic Immunoglobulin Elimination Reagent	免疫比浊	mL	兔抗类, 主要阻断IgM型RF
主动+被动	HIER-R-040	CKMB专用阻断剂	Heterophilic Immunoglobulin Elimination Reagent	免疫比浊	mL	阻断RF和HAMA
主动+被动	HIER-M-005-B	HIER阻断剂	Heterophilic Immunoglobulin Elimination Reagent	免疫比浊	mg	鼠抗类项目
主动+被动	HIRE-R-009	重组HIER	Heterophilic Immunoglobulin Elimination Reagent,recombination	免疫比浊	mg	鼠抗类项目

*阻断剂系列原料、配套工艺已申请专利



菲鹏生物股份有限公司

广东省东莞市松山湖园区花莲街5号

• 0769-22898886 • www.faponbiotech.com • marketcn@fapon.com

版本号: RMT-DMK-20240228



菲鹏生物官微